

Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2025-03-07




Ordination av blododling i eLAB RS

För att underlätta ordination av fyra flaskor samt kombinerad perifer och central provtagning: Lägg upp favoriter för perifer resp central blododling.

Vid kombinerad perifer och central provtagning: På etiketten framgår vilka flaskor som ska tas perifert resp centralt.

- Fyll i relevant tilläggsinformation.
- Misstanke om brucellos eller tularemi **ska alltid anges på remissen**, då alla prover från patienten måste hanteras med högre säkerhetsnivå.
- Vid misstanke om fungemi alt. protesendokardit utförs förlängd inkubationstid (14 dygn). Vid önskemål om förlängd inkubationstid av annan orsak ska laboratoriet kontaktas per telefon.

Märk flaskorna med utskrivna etiketter inför provtagning, inte med separat personnummeretikett. Täck inte över flaskans streckkod.



Bekräfta provtagning i eLAB efter genomförd provtagning.