

P-PSA, ny metod och nya rutiner

Den 3 maj 2022 byts PSA-metod i hela Skåne. Samtidigt utgår reflexbeställning av PSA-kvot.

I samband med instrumentbyte i Skåne byter vi metod för både P-PSA och P-PSA fritt och därmed också PSA-kvot. Reflexbeställning av PSA fritt och beräkning PSA-kvot kommer inte längre att utföras rutinmässigt vid PSA mellan 2 -20 µg/L. Önskas PSA-kvot ska detta anges i rutan "Meddelande till lab".

Den nya PSA metoden ger ca 15% lägre resultat. PSA-kvoten blir ca 20% högre.

De åldersrelaterade åtgärdsgränser för PSA som rekommenderas i nationellt vårdprogram för prostatacancer behålls.