

Svar till, ange Kundkod

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Telefon nr:

Om annan ska debiteras, ange Kundkod

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Läkarid / ert ordernummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Patient-ID och namn. Använd gärna etikett.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Vid malignitetsfrågeställning hänvisas till hemapatologi i Lund.
(Se Analysportalen: "Patologi - Hematologi inkl. flödescytometri")

Önskad analys



- B-Fetomaternell blödning.** (Andel fetala erythrocyter)
Prov som skickas fredagar måste vara i Malmö senast kl: 12.
Analys utförs måndag-fredag under koagulationslaboratoriets öppettider (8-16:30)

Provtagningsdatum

år	mån	dag

- B-HLA B27**

- B-Trombocyter, aktivering.** (blödningsdiagnostik)
Provet måste nå lab inom 60 minuter! Använd citratrör, förvaras i rumstemperatur!

Provtagningstid

tim	min

Antal Trombocyter

- B-Trombocyter, ytmärkörer GPIb (=CD42b) och GPIIb (=CD41).**

Provtagarens id

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anamnes, frågeställning

Remitterande läkare Tel.nr:

Provtyp

- Blod (citrat- eller EDTA-rör)

Provinlämning, Inga Marie Nilssons gata 50

Telefon: 040 - 33 14 20 (reception)
Telefon: 040 - 33 80 16 (koagulationslab)

Remissen kan skrivas ut från laboratoriets hemsida:
<http://www.skane.se/labmedicin> - Remisser och blanketter - Kemi-Flödescytometri (skrivbar)

2889140608