

Provtagningsanvisning

Person/remissuppgifter och märkning av prov

Remissens vita fält är ifyllnadsfält och gröna är informationsfält.

- ① Ange fullständigt namn och personnummer (12 tecken ååååmmdd-xxxx) på både remiss och provbehållare.
- ② Ange kund-kod, beställande ev. debiterande avdelning, remitterande läkare, aktuella telefonnummer samt om analysen ska utföras i rutin eller akut (debiteras enligt prislista).

Recipient/donator

- ③ Ange recipientens fullständiga namn och personnummer.
- ④ Ange recipientens och donatorns släktskap (förälder, syskon, barn, maka/make eller obesläktad)

Immunmodulerande behandling

- ⑤ Vissa antikroppsbaseade läkemedel påverkar våra analyser, ange därför om recipienten tar läkemedel som innehåller antikroppar (exempelvis gammaglobulin, Mabthera®, Zenapax®, OKT3 och ATG®) samt Heparin®, Protamin och Promiten®.

Sjukdomsassociation

- ⑥ Ange sjukdom samt önskad analys av HLA-typ, t.ex. Mb Bechterew B*27.

Önskad analys

- ⑦ Analyser utförs enligt standard/överenskommelse EFI/Scandiatransplant.
- ⑧ Vid provtagning i samband med dialys ska provet tas **före** uppstart.
- ⑨ Beställ tid för analys vid planerad korstest.

Provtagning

Tag provet enligt Socialstyrelsens föreskrifter, se även:

<http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/>

EDTA-rör ska vara av storlek 3 eller 6 ml

Skicka provet i provhysa och vadderat kuvert som bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Adressera kuvertet: *Labmedicin
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Transplantationslaboratoriet
221 85 Lund*

Efter överenskommelse med Tp-lab märk kuvertet: **AKUT**

Leverans: *Akutgatan 8*

Kontakt Transplantationslaboratoriet

Vardagar: 08.00-16.30, Tfn: 046-17 32 25

Övrig tider: Kontakt med beredskapsläkare via Blodgruppsimmunologi KIT, Tfn: 046-17 32 20

Hemsida: <http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/>

