

<b>Remiss NIPT</b>	Personnr
Till Medicinsk service/Labmedicin Klinisk genetik 221 85 LUND	Namn
Vid frågor kontakta laboratorieansvarig läkare, tel 046-17 63 73	Adress
	Tel
	Rem avd/mott
	Tel
	Rem dat
Indikation	Remitterande läkare
	Kundkod
	Provtagningsdatum
	Plats för laboratoriets etikett
<p>Graviditetsvecka: _____ KUB-risk: _____ BMI: _____</p> <p>Benmargstransplanterad: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>Övrig information:</p>	
<p><b>Rör:</b> 1 st Streckrör ("Cell-Free DNA BCT CE 10 ml; brun/svart/grå kork) måste användas.</p> <p><b>Till provtagaren:</b> Tappa först ett slaskrör (utan tillsatser). Fyll sedan ett Streckrör fullständigt. Undvik returflöde från röret då detta innehåller kemikalier. Vänd omedelbart röret varsamt upp och ner för hand (ej vagga) 8-10 ggr. Provrör skickas omgående till ovanstående adress, transporttiden bör ej överstiga 48 timmar. Förvara och transportera i rumstemperatur. Får EJ kylas, frysas eller centrifugeras. För mer detaljerad information och beställning av provtagningsmaterial, v.g. se Analysportalen: <a href="http://www.analysportalen-labmedicin.se">www.analysportalen-labmedicin.se</a>.</p>	
<p><b>Biobanken</b>, inskickandet av denna remiss bekräftar att patienten (alt vårdnadshavare/närstående) har fått information om och samtycker till att provet och tillhörande personuppgifter sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.</p> <p><input type="checkbox"/> Nej, provgivaren samtycker inte till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. En "nej-talong" har skickats in, hämtas på <a href="http://www.rbc Syd.se">www.rbc Syd.se</a></p> <p><input type="checkbox"/> Patienten är vid provtillfället oförmögen att lämna samtycke.</p>	