

Remiss Urin sediment	Rem inrättning, klinik	Etikett för provmärkning
Provtagnings datum	Mgkod:	Personnr
<input type="checkbox"/> Akut Ja	PASiS kod:	Namn
	Läkarid/RS-i	

Remiss till Njurmottagningen Lund Alwallshuset pl 1, Barngatan 2A
--

Frågeställning/Anamnes

--

Utlåtande

Fynd	Antal/synfält i Förstoring i x 400*	Rikligt	Måttligt	Sparsamt	Normalt	Normalt antal/synfält
Erythrocyter						0-5
Leukocyter						0-5
Korniga cylindrar						0
Hyalina cylindrar						Enstaka
Erythrocytcylindrar						0
Vaxcylindrar						0
Kristaller						Varierande
Decoyceller						0 Om fynd misstänk BK virusinfektion
Plattepithel						

BEDÖMNING kryssa i lämpligt alternativ	REKOMMENDATION – ÅTGÄRD
<input type="radio"/> NORMALT FYND	
<input type="radio"/> OBEDÖMBART	<input type="radio"/> Var god skicka nytt prov, ska ej kylförvaras
<input type="radio"/> SUSPEKT PATOLOGISKT	
<input type="radio"/> PATOLOGISKT	
<input type="radio"/> tecken på urinvägsinfektion	<input type="radio"/> Skicka prov för urinodling
<input type="radio"/> tecken på glomerulonefrit	
<input type="radio"/> tecken på aggressiv glomerulonefrit	<input type="radio"/> var god kontakta njurkonsult akut
<input type="radio"/> suspekt akut tubulär nekros	
<input type="radio"/> suspekt tubulointerstitiell nefrit	
<input type="radio"/> suspekt maligna celler	<input type="radio"/> skicka prov till urincytologi (cytologen/patologen)
<input type="radio"/> rikligt med kristaller	
<input type="radio"/> Calciumoxalat <input type="radio"/> Calciumfosfat	
Analysdatum:	<input type="radio"/> kontakta njurkonsult, alt, skicka remiss till njurmott om detta fynd är nytt och tidigare okänt.
Analysen utförd av:	Skicka morgonurin till klinisk kemi för
RS-id	<input type="radio"/> U-Alb/krea kvot <input type="radio"/> U-proteinprofil

*Antal cylindrar/synfält t.ex. 1/5 d.v.s. 1 cylinder/5 synfält
Version Feb17, 2015