

HÄSSLEHOLM

Uthämtning av reserverade blodkomponenter

Ta med uppgifter om patientens namn och personnummer samt transportväska avsedd för blodkomponenter till laboratoriet.

1. Blodkomponenter förvaras i blodkylskåpet på Laboratoriemedicin Bas.
2. Kontrollera att både personnummer och namn på blodkomponenten stämmer överens med patientuppgifterna.
3. Endast en påse får hämtas åt gången och transporteras till avdelningen i transportväskan.
4. Blod som hämtats ut får aldrig ställas tillbaka i blodkylen, utan ska återlämnas till laboratoriet.

Uthämtning av akutblod

1. I blodutlämningskylen finns O RhD negativa akutblod, endast avsedda för **akuta** situationer.
2. Klipp loss den **lila** förseglingen och tag ut blodpåsen.
3. Transportera blodet till vårdavdelningen i transportväska.
4. Innan transfusion påbörjas tas prov för blodgruppering och BAS-test och skicka omgående detta till laboratoriet i Kristianstad för analys.
*Se anvisning **Prov för akut analys och beställning av blodkomponent när laboratoriet är stängt**.*
5. Fyll i patientidentitet på blodenhetens rosa följesedel/transfusionsjournal. Tag kopia på det ifyllda rosa dokumentet och lämna kopian till Transfusionsmedicin.
6. Meddela också Transfusionsmedicin i Lund (telefon 046-17 32 20) att akutblod har transfunderats till vilken patient.
7. Blod som inte transfunderats till patient får aldrig ställas tillbaka i blodkylen utan ska återlämnas till personal på Transfusionsmedicin nästkommande vardag för kassation.