

LANDSKRONA

Prov för akut analys och beställning av blodkomponent när laboratoriet är stängt

Akuta prover som behöver analyseras när laboratoriet är stängt måste skickas till Lund för analys. Beställande avdelning måste själva packa provet och ringa efter transport.

1. Kontakta Transfusionsmedicin Lund på telefon 7 32 20 (externt 046-17 32 20) och tala om att prov kommer att skickas.
2. Uppge personnummer och namn på patienten samt om beställning av blodkomponenter planeras.
3. Packa prov i hylsor och lägg remiss och rör i transportkuvert avsett för provförsändelser.
4. Adressera kuvertet:
Transfusionsmedicin (KIT), Akutgatan 8, Skånes universitetssjukhus Lund
5. Skicka transportkuvert med taxi.
6. Mottagande laboratorium meddelar per telefon när analysen är färdig.

Beställning av blodkomponenter jourtid

1. Kontakta Transfusionsmedicin Lund på telefon 7 32 20 (externt 046-17 32 20).
2. Uppge
 - personnummer och namn på patienten.
 - vilka blodkomponenter som önskas
 - till vilken avdelning blodet ska skickas samt ert telefonnummer
3. Blodkomponenter reserveras och skickas därefter direkt till beställande avdelning. Transfusionsdokument medföljer beställd blodenhet.
4. Om fler än en blodkomponent är beställd ska den förvaras i det temperaturövervakade blodkylskåpet på det lokala sjukhusets laboratorium.
5. Glöm inte att utföra föreskrivna kontroller av patient, blodkomponent och transfusionsdokument innan transfusion påbörjas.