

LANDSKRONA

Prov för akut analys och beställning av blodkomponenter under jourtid

Provtagning jourtid

Om blodgruppering, BAS-test mm behöver utföras under jourtid (= 18.00–07.30 vardagar, samt hela dygnet helger) måste prov skickas till Transfusionsmedicin, Lund, för analys.

1. Ring Transfusionsmedicin i Lund 046-17 32 20 (internt 7 32 20).
2. Uppge **personnummer** och namn och på patienten och **när** patienten behöver blod.
3. Kom ihåg att skriva kund-kod och telefonnummer på remissen!
4. Packa prov i provhylsa. Lägg provhylsa/or och remiss i transportkuvert avsett för provförsändelser.
Skicka provet med taxi till:
Transfusionsmedicin (KIT), F-blocket, Universitetssjukhuset i Lund.
5. Transfusionsmedicin i Lund meddelar per telefon när analysen av provet är färdig.
Pappersutskrift av svaret medföljer beställd blodenhet.

Blodbeställning jourtid

Om patient behöver blodkomponenter under jourtid och detta inte är förbeställt, måste komponenterna beställas från Transfusionsmedicin, Lund.

1. Ring Transfusionsmedicin, Lund 7 32 00 och uppge:
 - patientens personnummer och namn
 - vilka blodkomponenter som önskas
 - till vilken avdelning blodet ska skickas samt ert telefonnummer
2. Blodkomponenter reserveras i Lund och skickas därefter direkt till beställande avdelning.
3. Om fler än en blodkomponent är beställd ska de förvaras i det temperaturövervakade blodkylskåpet på Klinisk kemi.
4. Glöm inte att kontrollera att namn och personnummer på blodkomponenten stämmer överens med patientens innan transfusionen på börjas.