

Provtagning till CD34 undersökning

Bemanning: Vardagar kl 08.00 - 16.00, telefon: 046 – 17 37 34

Tidbokning: Akuta analyser skall aviseras till på telefon 046 – 17 37 34

CD34-bestämning skall vara laboratoriet tillhanda kl. 8.00 om ev. PBSC ska utföras samma dag.

Remiss: Ska alltid medfölja, använd remiss
Remiss för perifer skörd och hantering av celler

Förse rör och remiss med följande information före provtagning:

- Patientens namn (tilltalsnamn och efternamn).
- Fullständigt personnummer (12 siffror eller ett unikt DA-nr sk PAS-nummer.)
- Avdelning/sjukhus (Kund-kod) och provtagningsdatum.
- Önskad undersökning, patientens diagnos och anamnes.
- Om svarskopia ska skickas och i så fall till vem.

Oidentifierade personer - Ange de uppgifter som finns på identitetsbandet, d.v.s. unikt löpnummer, kön och ort.

OBS! Felaktigt eller ofullständigt märkta rör eller remisser godkänns **ej** för analys.

Bakgrund CD

CD-antigen

Under blodcellernas utveckling från omogen till mogen cell, finns under varje mognadsstadium en specifik uppsättning av proteiner på utsidan av cellernas membran.

Idag känner man till mellan 150-200 proteiner (antigen) som sorteras enligt CD-nomenklatur (CD = Cluster of differentiation).

Vissa CD-antigen förekommer enbart på en viss celltyp, t.ex. CD34 som uttrycks på blodbildande stamceller.