

Prov med transport via Regionservice

Inom:

Helsingborgs lasarett
Centralsjukhuset Kristianstad



Till:

Labmedicin vid sjukhusområdet

- Beakta provets hållbarhet i rumstemperatur innan det placeras i provskåpet.
Se Analysportalen på Vårdgivare Skåne under Laboratoriemedicin.
- Urinodlingar ställs i boxen högst 30 minuter före hämtning.
- Placera proverna i provrörställen:
Prov till Klinisk kemi längst fram.
Prov till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) i mitten.
Prov till Klinisk mikrobiologi längst bak.
- Vid skrymmande provtagningsmateriel sätts detta bredvid provrörstället.

OBS! Ställ inga prov i skåpet efter sista hämtningen för dagen.



Remisser

Prov till:
Klinisk mikrobiologi

KIT

Klinisk kemi