

Lathund remiss för provtagning av endoskop och diskdesinfektor för endoskopiska instrument.
Remissen skrivs ut från "Vårdgivare Skåne – Laboratoriemedicin – Remisser"

Multiresistenta bakterier/Hygien

Patientetikett/Patient ID och Namn

Beställare Ange Kundkod

Enhetens kundkod hos laboratoriet,
ex MAME03

ENDOSKOP

1) Kundkod + ENDO ex: MAME03 ENDO

2) Namn på instrument, ex: Coloskop nr 8, eller serienr

ENDOSKOPIDISKDESINFEKTOR

1) Kundkod + VAT ex: MAME03 VAT

2) Namn på maskin: ETD4 nr 1, eller serienr

Viktigt med samma id vid varje provtagning!

Om annan sika debiteras ange Kundkod

Svarskopia till, ange Kundkod

Provtagningsdatum

Tid

Provtagare/RSID

Remitterad av (RSID alt. namn i klartext)

Tillgängligt tel. nr

Viktigt med tel.nr där någon
svarar dagtid vid avvikande svar

Grunddiagnos, anamnes, frågeställning

Kommunal vård

Antibiotikabehandling

Odling av endoskop, alternativt slutsköljprov på diskdesinfektor för endoskopiska instrument.

Vid omprov – ange vad som växt vid tidigare odling, det underlättar för laboratoriet.

pågående

planerad

avslutad

Patient Personal Anhörig / Kontakt
 Kontroll tidigare känd

Utland

Land: _____

Vårdort: _____

Multiresistenta bakterier MRB Screening

Näsa KAD-urin
 Svalg Sår/eksem (2 prov/ provtagningslokal)
 Perineum Övrigt (2 prov/ provtagningslokal)
 Rektum / Faeces _____

MRSA Screening

Näsa KAD-urin
 Svalg Sår/eksem
 Perineum Övrigt

Miljö - Sterilkontroll

Dialysvattenkontroll

Hemofiltrationsvätska
 Hemodialysvätska
 RO-vatten
 Ingångsvatten

Endotoxin

Hemofiltrationsvätska
 Hemodialysvätska
 RO-vatten

Bakteriologisk Sterilkontroll

Homograf/vävnad
 Medium _____
 Biopsi/vävnad
 Blodprodukt _____
 Blododlingsflaskor

Kvalitetskontroll

Hygienkontroll Endoskopi

Diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop (slutsköljvatten)

Kvartalskontroll (2 x 500 mL)

Endoskop

Sterilt NaCl
 Borstprov

Provlokal

Bronkoskop
 Cystoskop
 Gastroskop
 Coloskop
 Duodenoskop

Vattenkontroll

Screening övriga resistenta bakterier

Bakterie

ESBL
 ESBL-Carba
 Multiresistenta Acinetobacter
 Multiresistenta Pseudomonas
 VRE

Provmaterial

Rektum/Faeces
 KAD-urin
 Sår/eksem

Neonatal - Veckoscreen

MRSA - Svalg Utökad screen (ange bakterier)
 MRSA - Perineum _____
 ESBL - Rektum
 Serratia - Svalg
 Serratia - Rektum

Pc-nedsatta pneumokocker

Kvartalskontroll diskdesinfektor – alltid 2 x 500 ml slutsköljvatten från maskinen.
Vid omprov räcker 1 x 500 ml – skriv då omprov i rutan under kvartalskontroll.

Vid odling av endoskop – ange om det är sköljprov eller borstprov.
En remiss för sköljprov och en remiss för borstprov.
Minst 100 ml NaCl för sköljprov. Båda sköljproven samlas upp i samma flaskor.
Ange vilken typ av endoskop.