

2021-05-31

# Produktkatalog

## LAB

## Glas och plast

## Kontakt

Sortimentsfrågor: [info.koncerninkop@skane.se](mailto:info.koncerninkop@skane.se).

Ansvarig för produktkatalogen: Inköpare Madeleine Sjöberg.

## Så beställer du

Offentliga vårdgivare beställer via Raindance marknadsplats.

Privata vårdgivare beställer via OneMed webshop.

Läs mer om beställning av förbrukningsartiklar på [vardgivare.skane.se/forbrukning](http://vardgivare.skane.se/forbrukning)

## Priser

Priser kan justeras under avtalstiden. Det är alltid priset i Raindance marknadsplats som gäller.

## Så reklamerar du

Läs mer om hur du reklamerar på [vardgivare.skane.se/forbrukning](http://vardgivare.skane.se/forbrukning)

## Sortimentslistan

Behöver du en bättre överblick över utgående produkter, vilken produkt som ersätter en annan eller hur många artiklar en förpackning innehåller?

Då kan sortimentslistan hjälpa dig på [vardgivare.skane.se/sortimentslistan](http://vardgivare.skane.se/sortimentslistan)

## Förändringar efter avslutad upphandling

Tänk på att produkter som är lagervara hos förrådsleverantör OneMed utgår först när det gamla lagret är slut.

## Innehållsförteckning

Burkar och lock	4
Filtrerpapper	4
Flaskor med tillbehör	5
Laboratieglas	6
Räknekammare	7
Objektglas och täckglas	7
Odling	8
Pipetter av plast	9
Pipetter av glas	10
Plaströr	10
Glasrör	14
Förvaringslådor	15
Testplattor	15
Övrigt	16

# Burkar och lock

## BURK UTAN LOCK

VWR

PP. Natur.

ART NR	LEV ART NR		ART NR	LEV ART NR	STORLEK
25048	CERB111050	10 ml (PS, klar)	12021	CERB110230	250 ml
13786	CERB110770	50 ml	475	216-0585	500 ml
2772	CERB110170	60 ml	12022	CERB110280	600 ml
472	CERB110180	100 ml	478	CERB110250	1000 ml
2729	CERB110210	170 ml	3396	CERB110260	1500 ml



## LOCK TILL BURK

VWR

PE. Vit.

ART NR	LEV ART NR		ART NR	LEV ART NR	STORLEK
25049	216-0588	till burk 10 ml	25046	216-0591	till burk 500/600 ml
13836	216-0594	till burk 50 ml	13837	216-0592	till burk 1000 ml
25047	CERB112330	till burk 60/100/170/ 250 ml	3397	216-0593	till burk 1500 ml



## BURK MED SKRUVLOCK

Sarstedt

Flat botten. Med monterat eller bifogat skruvlock.

ART NR	LEV ART NR	
3289	60.9922.113	PS, 25 ml, 54x27 mm, bifogat skruvlock HD-PE
21308	60.9922.115	PS, 25 ml, 54x27 mm, monterat gult skruvlock HD-PE, steril



## BURK MED SKRUVLOCK OCH GRADERING

Sarstedt

Flat botten. Med monterat eller bifogat skruvlock HD-PE.

ART NR	LEV ART NR	
3288	62.555	PP, 40 ml, 28,5x85 mm, bifogat lock
13783	75.9922.744	PP, 70 ml, 55x44 mm, monterat gult lock
26447	75.562.300	PP, 100 ml, 73x62 mm, bifogat lock
25413	75.562.105	PP, 100 ml, 73x62 mm, bifogat lock, steril, med säkerhetsetikett



## PROPP TILL PROVRÖR

Nolato

PE. Med tätningsringar.

ART NR	LEV ART NR	
25191	C119681	Ø 10,4 mm, röd
25194	C119672	Ø 11,4 mm, blå
25192	C119652	Ø 15,6 mm, röd



# Filtrerpapper

## FILTRERPAPPER - Munktell

VWR

Kvalitativa analyser.

ART NR	LEV ART NR	
640	512-6075	klass 3, runt, Ø 90 mm



## FILTRERPAPPER - Munktell

VWR

Teknisk kvalitet.

ART NR	LEV ART NR	
643	512-6119	nr 1003, runt, Ø 90 mm
637	512-6126	nr 1350, ark, 43x43 cm



## Flaskor med tillbehör

### FLASKA I GLAS -

VWR

Borosilikatglas 3,3. Graderad. Med monterat, blått skruvlock PP.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27527	215-1593	250 ml	21320
27528	215-1594	500 ml	21321
27529	215-1595	1000 ml	21322



### SKRUVLOCK OCH DROPPRING

VWR

Passar till nr 27527-27529.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27530	SCOT292392809B		25062



### FLASKA I PLAST - Mellerud Plast Emballator

VWR

Transparent med vitt lock HD-PE.

ART NR	LEV ART NR		ART NR	LEV ART NR	STORLEK
655	215-1860	100 ml, fyrkantig	659	215-1873	500 ml, rektangulär
13687	215-1869	150 ml, fyrkantig	653	215-1874	1000 ml, fyrkantig
658	215-1872	250 ml, fyrkantig			



### FLASKA I PLAST

VWR

HD-PE, Vid hals.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27553	215-3440	250 ml, rund	22591



### FLASKA I PLAST (SPRUTFLASKA) - Kartell

VWR

LD-PE. Med smal hals och skruvlock. Flexibel pip. Låstagbart dispenseringsmunstycke. God kemikalierisistens.

ART NR	LEV ART NR	
13819	215-6413	500 ml, 180x75 mm



### FLASKA I PLAST (SPRUTFLASKA) -

VWR

PE. Rött skruvlock.

ART NR	LEV ART NR	
27526	215-1357	250 ml



# Laboratorieglass

## BÄGARE I GLAS - Fisherbrand

Fisher Scientific

Borosilikatglas, graderad, låg med pip.

ART NR	LEV ART NR		ART NR	LEV ART NR	
21311	15469073	25 ml	21315	15419083	400 ml
21312	15479073	50 ml	21316	15429083	600 ml
21313	15489073	100 ml	26361	15449083	1000 ml
21314	15409083	250 ml	21318	15459083	2000 ml



## KOLV ERLLENMEYER -

VWR

Borosilikatglas 3,3, graderad, bred.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER	ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27531	214-1170	50 ml	21324	27534	214-1173	300 ml	21327
27532	214-1171	100 ml	21325	27535	214-1174	500 ml	21328
27533	214-1172	250 ml	21326	27536	214-1175	1000 ml	21329



## MÄTCYLINDER, HÖG

Saveen & Werner

Borosilikatglas, graderad, hög med pip.

ART NR	LEV ART NR		ART NR	LEV ART NR	
525	139.202.01A	10 ml	540	139.202.05A	250 ml
528	139.202.02A	25 ml	546	139.202.06A	500 ml
551	139.202.03A	60 ml	554	139.202.07A	1000 ml
535	139.202.04A	100 ml	559	139.202.08A	2000 ml



## MÄTCYLINDER, LÅG

Saveen & Werner

Borosilikatglas, graderad, hög med pip.

ART NR	LEV ART NR		ART NR	LEV ART NR	
534	432351125	50 ml	550	432351443	500 ml
539	432351230	100 ml	26439	432351544	1000 ml
544	432351338	250 ml			



## TRATTAR - Vitlab

VWR

PP. Vit. Autoklaverbar. Hög kemikalieresistens. Använd smed standardfilter.

ART NR	LEV ART NR	
25054	221-0153	tratt ytterØ 40 mm, längd 65 mm, rör ytterØ 5 mm, längd 35 mm
1668	221-0154	tratt ytterØ 50 mm, längd 85 mm, rör ytterØ 9 mm, längd 43 mm
3139	221-0155	tratt ytterØ 75 mm, längd 110 mm, rör ytterØ 10 mm, längd 55 mm
1670	221-0156	tratt ytterØ 100 mm, längd 155 mm, rör ytterØ 13 mm, längd 77 mm



# Räknekammare

## RÄKNEKAMMARE - Digitalbio

VWR

Enligt Bürker. Skiktdjup 0,1 mm. Graderad. Engångs.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27546	631-1094	C-chip, plast	21071

## RÄKNEKAMMARE - Digitalbio

VWR

Enligt Fuchs Rosentahl. Skiktdjup 0,2 mm. Graderad. Engångs.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27547	631-1096	plast	21072



# Objektglas och täckglas

## OBJEKTGLAS MED SLIPAD KANT

VWR

Slipad kant 90°. Frost.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER	ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27541	631-0910	blå	19116	27545	630-2100	orange	19120
27544	631-0912	gul	19119	27542	631-0911	rosa	19117
27543	631-0913	grön, cellofan, tvättat	25147	27540	631-0909	vit	19115



## OBJEKTGLAS MED SLIPAD KANT

Histolab

Slipad kant 45°. 1 SH/1 HC.

ART NR	LEV ART NR	
27503	MG-TOM-11	



## OBJEKTGLAS MED SLIPAD KANT

VWR

Slipad kant 45°.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27602	631-1160	25x76 mm Mentzel	27537



## OBJEKTGLAS MED SLIPAD KANT

VWR

Standard. Slipad kant 45° med skrivyta.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27539	MENZAB000 00112E04	glas och box i cellofan	25561
27538	630-2012	glas i cellofan	



**OBJEKTGLAS MED SKUREN KANT - VWR Collection****VWR**

Frostat glas. Tjocklek 1 mm.

ART NR LEV ART NR

1104 631-1551 76x26 mm

**TRANSPORTBEHÅLLARE OBJEKTGLAS****Sarstedt**

PP. Med ventilation. Engångs.

ART NR LEV ART NR

2364 86.972 2-fack

**TÄCKGLAS STANDARD - Thermo Scientific****Histolab**

Oslipade

ART NR LEV ART NR

**Nr 0, tjocklek 0,08-0,12 mm**

21353 06758 18x18 mm

3143 06766 24x40 mm

2736 06771 24x50 mm

3144 06772 24x60 mm

ART NR LEV ART NR

**Nr 1, tjocklek 0,13-0,17 mm**

21355 06600 18x18 mm

21356 06608 24x24 mm

21357 06646 24x32 mm

**TÄCKGLAS STANDARD - Citoglas****Histolab**

Oslipade. Nr 1, tjocklek 0,13-0,16 mm

ART NR LEV ART NR

13895 C106660 24x50 mm

11938 C106670 24x60 mm

**Odling****PETRISKÅL****Sarstedt**

PS. 16x92 mm. Med ventilationsnock.

ART NR LEV ART NR

11932 82.1473.060 blå

13844 82.1473.040 gul

21068 82.1473.080 grön

ART NR LEV ART NR

21069 82.1473.020 röd

1164 82.1473 transparent

19162 82.1195 transparent, tvådelad

**PETRISKÅL (KONTAKT) RUTNÄT****Sarstedt**

ART NR LEV ART NR

27513 82.1265.0060 60x10 mm transparent

ERSÄTTER

21070






## PLATINÖS/ÖGLA

Sarstedt

Steril. PS.

ART NR	LEV ART NR	
3755	86.1567.050	1 µl, blå, 48-pack
18632	86.1562.010	10 µl, blå, 10-pack
4764	86.1562.050	10 µl, blå, 48-pack




## RACKLA

Sarstedt

Steril. PS.

ART NR	LEV ART NR	
18638	86.1569.005	blå, 4-pack



## Pipetter av plast

### MÄTPIPETT, SEROLOGISK - Sarstedt

Sarstedt

PS. Färgkodad. Med bomullspropp, Styckförpackad. Steril.

ART NR	LEV ART NR	
21334	86.1251.001	1 ml, färgkod gul
21335	86.1252.001	2 ml, färgkod grön
21339	86.1253.001	5 ml, färgkod blå
25063	86.1254.001	10 ml, färgkod orange
22455	86.1685.001	25 ml, färgkod röd



### PASTEURPIPETT, OGRADERAD - VWR Standard Line

VWR

LD-PE. Bulkförpackad.

ART NR	LEV ART NR	
21360	612-4492	5,8/3,3 ml, 50 µl, standard, fin spets
9859	612-4504	7,5/3,2 ml, 20 µl, standard
21121	612-3619	1,5/1,0 ml, 50 µl, förlängd fin spets, liten sugblåsa



### PASTEURPIPETT, GRADERAD - VWR Standard Line

VWR

LD-PE. Stor sugblåsa. Bulk- eller individuellt, sterilt förpackad.

ART NR	LEV ART NR	
9857	612-4494	5,8/3,4 ml, 25 µl, gradering 0,25 ml, bulk
21361	612-4497	5,8/3,4 ml, 25 µl, gradering 0,25 ml, steril
9860	612-4545	7,5/3,2 ml, 20 µl, grdering 0,5 ml, bulk
21362	612-4543	7,5/3,2 ml, 20 µl, gradering 0,5 ml, steril



### TRANSFERPIPETT

Sarstedt

ART NR	LEV ART NR	
27519	86.1180	1,0 m, 17-22 µl



# Pipetter av glas

## PASTEURPIPETT - VWR Collection

VWR

Sodaglas. Ograderad. Utan propp. Utformad för bomullsproppning.

ART NR	LEV ART NR	
3159	612-1701	150 mm, 2 ml
3161	612-1702	230 mm, 2 ml, medium



## PASTEURPIPETT - DWK Life Sciencer

VWR

Ograderad.

ART NR	LEV ART NR	
3162	SCERM4150 DO250SP4	150 mm, spetsØ 1,6-1,8 mm



## PIPETTGUMMI - VWR Collection

VWR

För pasteurpipetter, små pipetter och medicinska droppräknare.

ART NR	LEV ART NR	
1191	612-2693	38/57 mm, 1-2 ml



# Plaströr

## CENTRIFUGRÖR MED SKRUVLOCK OCH GRADERING

Sarstedt

Sterilt. Konisk botten. Monterat skruvlock HD-PE. Skrivyta.

ART NR	LEV ART NR	
21340	62.553.542	PS, 15 ml, 17x120 mm, gult
21073	62.554.502	PP, 15 ml, 17x120 mm, rött
3130	62.547.254	PP, 50 ml, 28x114 mm, rött
21077	62.559.001	PP, 50 ml, 28x115 mm, rött, ställbart



## CENTRIFUGRÖR MED SKRUVLOCK

Sarstedt

Sterilt. Konisk botten med fot. PP. Vit monterad skruvkork HD-PE.

ART NR	LEV ART NR	
21079	60.549	3,5 ml, 66x11,5 mm



## CENTRIFUGRÖR MED SKRUVLOCK

Sarstedt

Sterilt. PP. Rund botten.

ART NR	LEV ART NR	
27514	60.550.109	7 ml, 82x13 mm



## TRYCKLOCK TILL REAGENS/CENTRIFUGRÖR

Sarstedt

ART NR	LEV ART NR	
27518	65.782	för rör 10-11 mm



## SKRUVLOCK TILL REAGENS/CENTRIFUGRÖR

Sarstedt

Sterilt. HD-PE. Vitt. Till bl a nr 216.

ART NR	LEV ART NR	
15135	65.176.012	16,5 mm



## KRYORÖR MED SKRUVLOCK

Sarstedt

PP. Konisk botten med fot. Typ A. Skrivyta. Skruvlock med o-ring. Stående.

ART NR	LEV ART NR	
18639	72.730.007	0,5 ml, osterilt
13871	72.730.006	0,5 ml, sterilt



## KRYORÖR MED SKRUVLOCK

Sarstedt

PP. Konisk botten. Typ D. Skruvlock med o-ring.

ART NR	LEV ART NR	
13872	72.692	1,5 ml osterilt
13873	72.692.005	1,5 ml, sterilt



## KRYORÖR MED SKRUVLOCK

Sarstedt

PP. U-botten med fot. Typ I. Skruvlock med o-ring. Stående.

ART NR	LEV ART NR	
13874	72.694	2 ml, osterilt
21078	72.694.007	2 ml, gradering, skrivyta, osterilt
13876	72.694.006	2 ml, gradering, skrivyta, sterilt



## KRYORÖR MED SKRUVLOCK - CryoPure

Sarstedt

Sterilt. U-botten med fot. PP. Vit QuickSeal skruvkork med o-ring. Gradering. Skrivyta.

ART NR	LEV ART NR	
21341	72.380	1,6 ml, invändig gänga
11937	72.377	1,0 ml, utvändig gänga



## KRYORÖR UTAN SKRUVLOCK

Sarstedt

Osterilt. Konisk botten med fot. PP. Typ I. Stående.

ART NR	LEV ART NR	
21080	72.609	2 ml



## SKRUVLOCK TILL KRYORÖR

Sarstedt

Osterilt. PP. Med o-ring. Passar till nr 21080.

ART NR	LEV ART NR		ART NR	LEV ART NR	
21081	65.716	neutralt	21731	65.716.003	rött
26421	65.716.001	blått			



## MIKORÖR MED VIDHÄNGANDE LOCK - SafeSeal

Sarstedt

Osterilt. PP. Transparent. Gradering. Skrivyta.

ART NR	LEV ART NR	
21082	72.706	1,5 ml, konisk botten
21083	72.695.500	2,0 ml, rund botten



**MIKRORÖR MED VIDHÄNGANDE LOCK OCH GRADERING****Sarstedt**

Osterilt. PP. Gradering. Skrivyta.

ART NR	LEV ART NR	KONISK BOTTEN	ART NR	LEV ART NR	RUND BOTTEN
5653	72.690.001	1,5 ml, transparent	21092	72.691	2,0 ml, transparent
21088	72.690.007	1,5 ml, violett	21094	72.691.004	2,0 ml, gult
21091	72.690.475	1,5 ml, blått	21095	72.691.005	2,0 ml, grönt
21090	72.690.476	1,5 ml, grönt			
21089	72.690.478	1,5 ml, gult			

**MIKRORÖR UTAN LOCK****Sarstedt**

Osterilt. PP. Transparent.

ART NR	LEV ART NR	
5654	72.696	1,5 ml

**MIKRORÖR PCR MED VIDHÄNGANDE LOCK - Multiply-Pro****Sarstedt**


Sterilt. PP. Transparent.

ART NR	LEV ART NR	
16648	72.737.002	0,2 ml
12076	72.735.002	0,5 ml

**MIKRORÖR PCR UTAN LOCK - Multiply-μStrip****Sarstedt**

Sterilt. PP. 8-strip utan lock. Transparent.

ART NR	LEV ART NR	
21342	72.985.002	0,2 ml
21330	65.989.002	Lock till nr 21342

**PREPARATRÖR UTAN LOCK****Sarstedt**

PS. Rund botten. Transparent.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27567	05-1-004	7 ml, 65x15,7 mm	21107

**PREPARATRÖR MED TRYCKLOCK, GRADERAT****Sarstedt**

PP. Rund botten.

ART NR	LEV ART NR	
21109	62.515.006	13 ml, 16x100 mm

**PREPARATRÖR UTAN LOCK OCH RUND BOTTEN****Sarstedt**

Osteril. Rund botten. Transparent. StackPack.

ART NR	LEV ART NR	
25502	55.484	PS, 3,5 ml, 12x55 mm
25951	55.476	PS, 5,0 ml, 12x75 mm
25193	55.475	PS, 5,0 ml, 13x75 mm
21108	55.525	PP, 5,0 ml, 13x75 mm
21349	55.463	PS, 14 ml, 16,8x105 mm



**PREPARATRÖR UTAN LOCK OCH RUND BOTTEN****Sarstedt**

PS. I påse.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27515	55.484.005	3,5 ml, 12x55 mm	22040

**PREPARATRÖR UTAN LOCK OCH KONISK BOTTEN****Sarstedt**

Osterilt. Transparent.

ART NR	LEV ART NR		
12249	57.477	PS, 4,5 ml, 12x75 mm, StackPack	
88	57.462	PS, 12 ml, 17x110 mm, graderad, påse	
25126	57.527	PP, 12 ml, 17x110 mm, graderad, påse	

**PREPARATRÖR UTAN LOCK OCH KONISK BOTTEN****VWR**

Osterilt. Transparent.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
29031	SCERA510016 000711	16-17x100 mm	27548

**TRYCKLOCK TILL PREPARATRÖR 11,5-12 MM****Sarstedt**

Osterilt. LD-PE.

ART NR	LEV ART NR		ART NR	LEV ART NR	
3586	65.809	neutralt	12019	65.809.003	lila
21332	65.809.500	blått	21066	65.809.499	rött
21065	65.809.501	gult			

**TRYCKLOCK TILL PREPARATRÖR 13MM****Sarstedt**

Osterilt. LD-PE.

ART NR	LEV ART NR	
7978	65.806	neutralt

**TRYCKLOCK TILL PREPARATRÖR 16-17 MM****Sarstedt**

Osterilt. LD-PE.

ART NR	LEV ART NR	
13791	65.793	neutralt
2792	65.793.518	rött



# Glaser

## PROVRÖR - Karl Hertz

VWR

AR-glas (sodaglas). U-botten. Med rak kant.

ART NR LEV ART NR

13880 212-1700 35 mm, Ø 6 mm



## PROVRÖR - VWR Collection

VWR

Sodaglas. U-botten. Utan kant.

ART NR LEV ART NR

21345 212-0013 75 mm, Ø 12 mm

21344 212-0015 100 mm, Ø 12 mm

21347 212-0016 100 mm, Ø 16 mm

21346 SCERA41501  
6000711 150 mm, Ø 16 mm



## PROVRÖR - VWR Collection

VWR

Borosilikaglas. U-botten. Utan kant.

ART NR LEV ART NR

21102 212-0028 75 mm, Ø 12 mm

21103 212-0030 100 mm, Ø 12 mm



## PROVRÖR, GÄNGAT

VWR

Pyrex. U-botten. Utan lock.

ART NR LEV ART NR

27549 734-4240 100 mm, Ø 16 mm

ERSÄTTER

21350



## PROVRÖR, GÄNGAT

VWR

Borosilikaglas. Rund botten.

ART NR LEV ART NR

24673 SCERE51001  
60011G1 100 mm, Ø 16 mm



## SKRUVLOCK TILL PREPARATRÖR - VWR Collection

VWR

Osterilt. Autoklaverbar.

ART NR LEV ART NR

24672 SCERSP738  
05B-15415 15-415




# Förvaringslådor

## FÖRVARINGSLÅDA I PAPP

Sarstedt

Papp.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27521	95.64.981	för 81 kryrorör	
27520	95.64.997	för 100 kryrorör	21098




## FÖRVARINGSLÅDA I PLAST

Sarstedt

PS. Transparent lock. För rör 1-2 ml.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27522	93.876.681	för 81 rör, blå	21099
27524	93.877	för 100 rör, neutral	21101




## FÖRVARINGSLÅDA I PLAST, STAPELBAR

Sarstedt

PS. Stapelbar. För rör 1-2 ml.

ART NR	LEV ART NR		ERSÄTTER
27523	93.874.210	för 100 rör, röd	21100




# Testplattor

## TESTPLATTA - High Binding 96 MicroWell-platta

Sarstedt

PS. Utan lock. Med hög kant. F96 brunnar, Plan botten.

ART NR	LEV ART NR	
21351	82.1581.200	ELISA plate, arbetsvolym 390 µl



## ODLINGSPLATTA - TC plate 96 Well

Sarstedt

Steril. PS. Med lock. 96 brunnar. Ofärgad.

ART NR	LEV ART NR	
21114	83.3924	TC plate, plan, arbetsvolym 0,2 ml
21115	83.3925	TC plate, rund, arbetsvolym 0,31ml



## FÖRSEGLINGSFOLIE

Sarstedt

PO. Optiskt klar. format 96 brunnar.

ART NR	LEV ART NR	
21120	95.1994	141x79 mm



# Övrigt

## DIGITAL TIMER MED ALARMFUNKTION

Ficher Scientific

ART NR	LEV ART NR	ERSÄTTER
27512	15294006	1344



## DIGITAL TERMOMETER FÖR KYL OCH FRYS

VWR

Med alarm vid hög och låg temperatur.

Nyhet mars 2020

ART NR	LEV ART NR
620-1913	620-1913



## DUNK I PLAST - Mellerud Plast Emballator

VWR

HD-PE. Med skruvlock och bygelhandtag. Rektangulär.

ART NR	LEV ART NR	
13794	MELP48C025 0500117D	2,5 liter
13795	215-3062	5,0 liter



## DUNK I PLAST - Mellerud Plast Emballator

VWR

HD-PE. För farligt gods. Med skruvlock och fast handtag.

ART NR	LEV ART NR	
13796	215-1884	5,0 liter
13797	216-0895	10,0 liter



## LITMUSPAPPER

Saveen

För pappersremsor, häfte

ART NR	LEV ART NR	
27525	142389	8x75 mm, blått



## PAPPERSDUK, 1-SKIKT - VWR Collection

VWR

Vit, absorberande, mjuk, tjock och lågluddande pappersduk. Dispenserförpackning.

Passar de flesta applikationer på labbet.

Hållare för ask finns som tillbehör. Kan väggmonteras.

ART NR	LEV ART NR	
21359	115-0202	213x114 mm



## PAPPERSDUK, 2-SKIKT - Kimberly Clark 7557

VWR

Vit. 100 % nyfiber. Kemiskt inert, vilket möjliggör användning med lösningsmedel och kemikalier. Pop-up-box för enkel distribution av enstaka dukar. Avsedd för rengöring och torkning av ömtåliga ytor som linser, objektglas och optiska apparater.

ART NR	LEV ART NR	
2389	115-2074	205x200 mm





## PLASTFOLIE - Parafilm M/Bemis

Fisher Scientific

Självförslutande. Rulle.

ART NR	LEV ART NR	
3661	11762644	50 mm x 76 meter



## PROVKOPP

Sarstedt

PS. För Hitachi analysator. Neutral.

ART NR	LEV ART NR	
13866	73.666	17x38 mm, 2 ml



## SCINTILLATIONSFLASKA

Sarstedt

HD-PE. Flat botten. Gradering. Med monterat skruvlock HD-PE.

ART NR	LEV ART NR	
21310	73.662.500	20 ml, 58x27 mm



## UNDERLÄGGSPAPPER - Standard Versi-Dry

VWR

Vitt. För radioaktivt spill. Rulle.

ART NR	LEV ART NR	
6697	115-0011	0,5x90 meter



## PARAFILM

Fisher Scientific

ART NR	LEV ART NR	
27511	11772644	10 cm x 38 meter



# Koncernstab inköp och ekonomistyrning

[www.skane.se/koncerninkop](http://www.skane.se/koncerninkop)

[info.koncerninkop@skane.se](mailto:info.koncerninkop@skane.se)