

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Koagulationscentrum
Skånes universitetssjukhus
205 02 MALMÖ

Tel mottagning:
040-332392

Tel laboratorium
040-331420

Fax
040-336255

Betalningsansvarig om annan än beställaren	Beställare/Svarsmottagare
--------------------------------------------	---------------------------

Meddelande till laboratoriet	Läkarid
------------------------------	---------

Plats för laboratoriets streckkodsetikett

Provtagarens signatur	Provtagningsdatum	Provtagningstid	Laboratoriets anteckningar
-----------------------	-------------------	-----------------	----------------------------



Anamnestiska uppgifter

Trombos

- Venös
- Arteriell

Aktuell trombos

Datum

--	--	--	--	--	--	--	--

Tidigare trombos

Datum

--	--	--	--	--	--	--	--

Lokal

- Ben (DVT)
- Lunga (LE)
- Hjärta
- Hjärna
-

Riskfaktorer

- Cancer
- Graviditet
- Kirurgi
- P-piller
- Förmaksflimmer
- Rökning
- Övervikt BMI>30
- Positiv hereditet, vilken?
-
-

Pågående behandling

- LMWH
- Warfarin
- Dabigatran
- Rivaroxaban
- Apixaban
-
- Startdatum
- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Blödning

Lokal / Typ

- Munhåla
- Näsa
- GI-kanal
- Sår/Skada
- Led
- Menstruation
- Kirurgi
- Förlossning
- Blåmärken
- Annat
-
-

Antal blödnings-tillfällen

.....

Debut blödningssymtom

.....

Blodgrupp

Blödningsbehandling

- Ja
- Nej
- Positiv hereditet, vilken?
-

Aktuell medicinering

- ASA
- NSAID
- ADP-receptorhämmare
- Annat
-

Annan sjukdom

.....

Kompletterande information

.....

.....

.....

Remissdatum

--	--	--	--	--	--	--	--

Rem läkare

.....

Beställning av laboratorieanalyser

Trombosutredning, venös trombos



2577

P-Antitrombin, P-Protein C, P-Protein S, fritt, Lupusantikoagulans, P-Kardiolipinantikroppar, DNA-FV-mut 1691 G->A, DNA-FII-mut 20210 G->A. Besvaras med konsultutlåtande

Provtagning: Sammanlagt 9 mL citratblod, blå propp. Plasman fördelas i ca 5 plaströr. 5 mL EDTA-blod, lila propp

Trombosutredning, arteriell trombos



2585

Lupusantikoagulans, P-Kardiolipinantikroppar, Besvaras med konsultutlåtande

Provtagning: Sammanlagt 9 mL citratblod, blå propp. Plasman fördelas i ca 5 plaströr.

Blödningsutredning



2465

PK(INR), APT-tid, P-VWF:GP1b, P-FVIII, Enstegs protrombintid, P-FIX (män) Besvaras med konsultutlåtande

Provtagning: Sammanlagt 9 mL citratblod, blå propp. Plasman fördelas i 5 plaströr.

Enstaka analyser

Provtagning: 1x5 mL citratrör, blå propp. Plasman fördelas i 2 plaströr. Enstaka DNA analyser 5 mL EDTA-rör.

Provhanteringsanvisning

Citratrör centrifugeras inom 60 min i 2000xg under 20 min. Plasman avskiljes och blandas i ett stort plaströr och fördelas därefter i små plaströr, ca 1 mL/rör. **OBS!** För att undvika tillblandning av trombocyter lämna kvar 1 cm av plasman i ursprungsröret. Varje rör förses med patientens namn, personnummer och provtagningsdatum. Rören fryses omedelbart, helst i - 70 °C, annars - 20 °C.

EDTA-rör centrifugeras ej utan fryses ocentrifugerat.

Proverna skickas förpackade i kolsyreis och skickas till: Klinisk kemi, Inga Marie Nilssons gata 50, SUS, 205 02 Malmö, eller via eget huvudlaboratorium enligt lokala föreskrifter.