

Reservrutin Cytobase Region Skåne

1 (3)

Reservrutinen används enbart för att kunna läsa och/eller skriva ut administreringsscheman vid serverhaveri, strömbortfall eller nätproblem.

Reservrutinen installeras på en dator i verksamheten. Datorn ska vara igång dygnet runt och automatisk omstart av datorn sker kl 06.00 varje dag. Programmets syfte är endast att regelbundet (var 10:e min) hämta färdiga databasfiler (packade och krypterade) från servern samt dagligen ta ner inställningar såsom behörigheter, regimer och funktionsuppdateringar.

De filer som hämtas från servern bestäms av vilka enheter som är angivna som inställning i programmet. Användarens enhetstillhörighet styr också vilka enheters databasfiler som kan packas upp och dekrypteras.

Användande och regelbunden kontroll av reservrutinen

Användande av reservrutinen och/eller utskrift av administreringsscheman sker endast om ordinarie driftsmiljö inte fungerar eller för att kontrollera att reservrutinen fungerar.


OBS Dator med reservrutin installerad ska vara igång dygnet runt!

En gång i veckan gör verksamheten en test av reservrutinen genom att administreringsschema för en patient skrivs ut och jämförs med administreringsschemat i driften.

Starta reservrutinen från ikon på skrivbordet eller från Windows startmeny.

Logga in i på vanligt sätt dvs med lösenord eller med SITHS-kort. Vid behov byt enhet.

Reservrutinen ger endast läsbehörighet och loggning av läsningen görs. Nedan bild erhålls.



Journalia

Arkiv Redigera Bryt Sök Format Inför Ta bort Gå till Mera

CB - RESERVROUTIN

Inställningar

Ska endast användas när man inte kommer åt CytoBase på några datorer.

Denna miljö ska användas för att skriva ut administreringsscheman.

Gör så här:

- Klicka på: Logga in-knappen och använd ditt vanliga sätt att logga in i CytoBase.
Inloggning kan vara med SITHS-kort eller anv.id och lösenord.
Ovanför knappen: Packa upp... visas vilken avdelning som du tillhör när inloggningen är klar.
- Klicka på: Packa upp och dekryptera patientinformation
Den enhet som du tillhör används för att packa upp samt dekryptera rätt patientinformation.
Det tar en stund och när det är klart visas det under knappen.
- Klicka på: Starta upp lokal Journalia-CB-klient
Det är endast aktuella patientkurer som kan sökas fram.
Det kommer krävas ny inloggning.
Du ska söka upp den/de patientkurer som krävs och skriva ut adm.schema för kurema.
- Stäng denna genom att klicka på F3 eller klicka på gröna krysset.
Signera/anteckna på det utskrivna adm.schemat tills det går att använda vanliga CytoBase.
Efterregistrera sedan det som skrivits på adm.schemat i det vanliga CytoBase.

Senaste synkning är utförd: 2019-04-06 kl. 12:37

Logga in

Packa upp och dekryptera patientinformation

Starta upp lokal Journalia-CB-klient

Senaste synkningen visas i rutan uppe till höger.


För att använda/kontrollera reservrutinen följer användaren instruktionerna under *Gör så här*.

Genom att klicka på knappen: Inställningar kan användaren se specifikt vilka enheter som blivit synkade och när.

Enhetsinställning

Detta görs endast en gång per installation av reservrutinen. OBS på åldersutbyte av dator som har reservrutinen installerad.

Starta reservrutinen från ikon på skrivbordet eller från Windows startmeny.



Journalia
Arkiv Redigera Bryt Sök Format Inför Ta bort Gå till Mera

CB - RESERVROUTIN

Ska endast användas när man inte kommer åt CytoBase på några datorer.

Denna miljö ska användas för att skriva ut administreringsscheman.

Gör så här:

- Klicka på: Logga in-knappen och använd ditt vanliga sätt att logga in i CytoBase.
Inloggning kan vara med SITHS-kort eller anv.id och lösenord.
Ovanför knappen: Packa upp... visas vilken avdelning som du tillhör när inloggningen är klar.
- Klicka på: Packa upp och dekryptera patientinformation
Den enhet som du tillhör används för att packa upp samt dekryptera rätt patientinformation.
Det tar en stund och när det är klart visas det under knappen.
- Klicka på: Starta upp lokal Journalia-CB-klient
Det är endast aktuella patientkurer som kan sökas fram.
Det kommer krävas ny inloggning.
Du ska söka upp den/de patientkurer som krävs och skriva ut adm.schema för kurema.
- Stäng denna genom att klicka på F3 eller klicka på gröna krysset
Signera/anteckna på det utskrivna adm.schemat tills det går att använda vanliga CytoBase.
Efterregistrera sedan det som skrivits på adm.schemat i det vanliga CytoBase.

Senaste synkning är utförd: 2019-04-06 kl. 12:37

Logga in

Packa upp och dekryptera patientinformation

Starta upp lokal Journalia-CB- klient

För att göra enhetsinställningarna klicka på *Inställningar* och följande bild erhålls:

