

## Reservrutin för elektronisk remiss via Melior

### Driftstopp röntgen

1. Skriv i anamnesfältet ”Elektronisk remiss skickad”  
Skicka remissen elektroniskt
2. Skriv sedan ut remissen på papper och skicka den antingen med patienten eller via fax till röntgen
3. Under tiden stoppet pågår erhålls svar på papper. Efter stoppet sammankopplar röntgen pappersremissen med Melior remissen och svaren inkommer på vanligt sätt till Melior

### Driftstopp Melior

Vid **akuta** undersökningar som behöver göras under stoppet:

1. Skriv remissen på papper och skicka den till röntgen antingen med patienten eller via fax
2. Svar på papper erhålls under tiden driftstoppet pågår
3. Dessa röntgensvar kommer inte in i Melior. Respektive verksamhets reservrutiner av hantering av papperssvar gäller.

Vid **ej akuta** undersökningar:

Skriv remissen i Melior när systemet åter är i drift