

Övergripande SOM-rutiner


Sectra RIS Version 26.1

SOM – Låsa upp spärrad remiss

För att låsa upp en spärrad remiss i SOM gör följande:

- Välj aktuell remiss och nedanstående bild visas.
- Välj orsak till upplåsningen och klicka sedan på "Lås upp remiss".

Remissen blir då upplåst i 36 timmar för den inloggade användaren.

The screenshot shows the Sectra RIS interface. At the top, there are navigation tabs: "Beställningsöversikt", "Ny remiss", "Sök", "Kalenderöversikt", and "Inställningar". The patient information section shows "Patient" with details: "Ogiltigt personnummer 1910-10-10 Kvinna", "Södra Förstadsgatan 8 205 02 MALMÖ", and "Test, Röntgen". The "Patienthistorik" section lists several orders, including "DT thorax med låg stråldos", "EEG ambulatoriskt 1:a dygn", "Screening Hereditetskontroll i screening", "Ekokardiografi", and "Hand (Höger) Hand (Vänster)". The main content area displays a message: "Åtkomst endast för behöriga (patientspär). Ange en anledning till att låsa upp remissen för 105428 under de kommande 36 timmarna. Åtgärden loggas." Below this message are radio buttons for "Orsaken till upplåsningen": "Trauma", "Systemadministratör", and "Samtycke". A "Lås upp remiss" button is located at the bottom of the form.

Utarbetad av Marie Pålsson och Kevin Revemark, godkänd av Systemansvarig.

Original lagras elektroniskt! Användaren ansvarar för att gällande revision används.