

2024-05-10

# Produktkatalog

## Injektion och infusion

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GENERELL INFORMATION .....	4
SPRUTOR .....	5
Spruta luer-slip .....	5
AST Medical AB – AST Spruta Luer Slip .....	5
Becton Dickinson AB – BD Emerald och BD Plastipak .....	5
Mediq Sverige AB – 3 part Luer Slip Syringe .....	5
Spruta luer-lock .....	5
B Braun Medical AB – Omnifix Solo Luer-lock .....	5
Becton Dickinson AB – BD Plastipak .....	5
Spruta förfylld med sterilt NaCl 9 mg/ml .....	6
B Braun Medical AB – Omnipulse .....	6
Becton Dickinson AB – BD PosiFlush SP .....	6
Becton Dickinson AB – BD PosiFlush XP .....	6
CODAN Triplus AB – PraxiJect Saline .....	6
Spruta för insulin med fast kanyl och stickskydd .....	6
AST Medical AB – AST SafetyGlide .....	6
Embecta Sweden AB – BD SafetyGlide .....	6
KANYLER .....	7
Injektionskanyl med stickskydd .....	7
OneMed AB – KD-FINE Safety .....	7
Swereco AB – SOL-CARE Safety Needle .....	7
Injektionskanyl utan stickskydd (för särskilda ändamål) .....	7
B Braun Medical AB – Sterican .....	7
Becton Dickinson AB – BD Microlance3 .....	7
OneMed AB – KD-FINE .....	8
Swereco AB – Sol-M Standardkanyl .....	8
Uppdragningskanyl trubbig med eller utan filter .....	8
OneMed AB – KD-FINE BLUNT .....	8
Swereco AB – Sol-M Blunt Fill Needle .....	8
Uppdragningskanyl i plast med partikelfilter .....	8
Becton Dickinson AB – BD Filter Straw .....	8
Kanyl till insulinpenna, stickskyddad .....	9
Embecka Sweden AB – BD AutoShield Duo Safety Pen Needle .....	9
OneMed AB – Verisafe .....	9
Specialkanyl med eller utan mandräng .....	9
Mediplast AB .....	9
Specialkanyl för röntgenavdelning .....	9
Mediplast AB .....	9
Subcutant infusionsset .....	9
OneMed AB (Sweden) AB – Neria Guard .....	9
FÖRLÄNGNINGSSLANGAR .....	10
Slang till sprutpump .....	10
Mediplast AB .....	10
VYGON (Sweden) AB .....	10
Slang till sprutpump med fast injektionsventil .....	10
Mediplast AB .....	10
Slang till sprutpump för ljuskänsliga läkemedel .....	10
B Braun Medical AB – Original Perfusor Line .....	10
Spiralslang till sprutpump .....	11
B Braun Medical AB – Proset Spiralslang .....	11
Förlängningsslang till infusion, Macro .....	11
CODAN Triplus AB – Green line RMLL .....	11
Mediplast AB .....	11
Förlängningsslang till infusion, Micro .....	11
VYGON (Sweden) AB – LectroCath .....	11
SPIKE .....	12
Spike för uppdragning och blandning för toxiska beredningar .....	12
B Braun Medical AB – Mini-Spike 2 Chemo .....	12
OneMed AB – Spike evercare Kraken .....	12
Spike för uppdragning och blandning med injektionsventil .....	12
Becton Dickinson AB – BD Smart-Site .....	12
CODAN Triplus AB .....	12
OneMed AB – Spike evercare Kraken .....	12
Spike för uppdragning och blandning med snäpplock eller propp .....	12
CODAN Triplus AB .....	12
OneMed AB – Spike evercare Kraken .....	12
BLANDNINGSSYSTEM FÖR HANTERING AV TOXISKA LÄKEMEDEL -	
CSTD .....	13
Blandningssystem .....	13
B Braun Medical AB – Chemfort .....	13
Becton Dickinson AB – BD Phaseal Optima .....	13
INFUSIONSAGGREGAT, GRAVITATION .....	14
Infusionsaggregat med luftning .....	14
AST Medical AB .....	14
Mediplast AB .....	14
Infusionsaggregat med luftning och flödesregulator .....	14
Mediplast AB .....	14
Infusionsaggregat med luftning och blandningsdel .....	14
CODAN Triplus AB – Mono-Set green line .....	14
Mediplast AB .....	14
Infusionsaggregat med luftning och 3-vägskran - utan backventil .....	14
Mediplast AB .....	14
Infusionsaggregat med luftning och 3-vägskran - med backventil .....	15
Mediplast AB .....	15
Infusionsaggregat med luftning, microdropp .....	15
CODAN Triplus AB – V86 green line .....	15
Transfusionsaggregat .....	15
CODAN Triplus AB .....	15
Mediplast AB .....	15
Infusionsaggregat för TIVA - utan sprutpumpssläng .....	15
Mediplast AB .....	15
Infusionsaggregat för TIVA - med sprutpumpssläng .....	15
CODAN Triplus AB – green line .....	15
Mediplast AB .....	15
INFUSIONSFILTER .....	16
Infusionsfilter .....	16
CODAN Triplus AB – I.V.STAR .....	16
Infusionsfilter med avluftning för fettemulsion .....	16
CODAN Triplus AB – I.V.STAR .....	16
INJEKTIONSVENTILER .....	16
Injektionsventil med eller utan förlängningssläng .....	16
Becton Dickinson AB – BD Neutraclear .....	16
VYGON (Sweden) AB – Bionector med och utan Octopus .....	16
Injektionsventil för artär .....	17
Becton Dickinson AB – BD Neutraclear .....	17
VYGON (Sweden) AB – Bionector .....	17
3-VÄGSKRANAR MED ELLER UTAN FÖRLÄNGNINGSSLANG .....	18
3-vägskran med eller utan förlängningssläng .....	18
Becton Dickinson AB – BD Connecta .....	18
OneMed AB – evercare .....	18
3-vägskran för höga tryck .....	18
Merit Medical Systems AB – Marquis 3-way Stopcock .....	18
3-vägskran med förlängningssläng och injektionsventil .....	18
Mediplast AB .....	18
OneMed AB – evercare .....	18
3-vägskran med microslang .....	19
Becton Dickinson AB – BD Connecta Micro .....	19
Mediplast AB .....	19
PROPPAR .....	19
Propp, enkel .....	19
Becton Dickinson AB – BD Skyddspropp Luer Lock .....	19
OneMed AB – KD CAP .....	19
Propp, kombi .....	19
AST Medical AB – AST Kombipropp .....	19
Becton Dickinson AB – BD Kombipropp .....	19

DESEINFEKTIONSHATT FÖR NÅLFRIA INJEKTIONSVENTILER .....	20	Subcutan venport (högtryck) lågprofil .....	27
Desinfektionshatt för nålfria injektionsventiler .....	20	Vygon (Sweden) AB – Polysite .....	27
B Braun Medical AB – SwabCap .....	20	Subcutan venport (högtryck) pediatrisk .....	27
Becton Dickinson AB – BD Purehub .....	20	Becton Dickinson AB – Powerport Slim .....	27
KCI Medical AB – 3M Curos .....	20	Vygon (Sweden) AB – Polysite .....	27
Merit Medical Systems AB – DualCap Solo .....	20	Kanyl till subcutan venport för högtrycksinfusion .....	27
ÖVERTRYCKSMANSCHETTER .....	21	B Braun Medical AB – Surecan Safety II .....	27
Övertrycksmanschett för en patient .....	21	Vygon (Sweden) AB – PPS CT kanyl .....	28
Merit Medical Systems AB – PIB .....	21	Kanyl till subcutan venport med microhub .....	28
Vingmed Svenska AB – InfuseIT .....	21	ICU Medical – Gripper Micro .....	28
Övertrycksmanschett för flerångsbruk .....	21	INTRAOSEÖS ACCESS .....	28
Vingmed Svenska AB – InfuseIT .....	21	System för intraosseär access .....	28
BLODPÅSAR .....	21	Medidyne AB – EZ-IO .....	28
Blodpåse med tappning med eller utan vacutainer .....	21	PERIFERA INFARTER .....	29
MediTech Nordic AB – JMS .....	21	Perifer venkateter med port .....	29
TILLBEHÖR .....	21	Becton Dickinson AB – BD Venflon Pro Safety .....	29
Sluten han-luer adapter .....	21	Perifer venkateter med slutet system utan slang .....	29
B Braun Medical AB – PureSite .....	21	B Braun Medical AB – Introcan Safety 3 .....	29
Mediplast AB .....	21	Becton Dickinson AB – BD Cathena .....	29
Backventil .....	22	Perifer venkateter med slutet intravenöst katetersystem .....	30
Becton Dickinson AB – BD Backventil .....	22	Becton Dickinson AB – BD Nexiva diffusics .....	30
CODAN Triplus AB – R-LOCK .....	22	Perifer venkateter med slutet intravenöst katetersystem och Y-koppling .....	30
Antisifonventil .....	22	Becton Dickinson AB – BD Nexiva Y-koppling .....	30
B Braun Medical AB – BC1000 .....	22	Perifer venkateter för inläggning med ultraljud, extra lång .....	30
Becton Dickinson AB – BD Anti-Siphon .....	22	B Braun Medical AB – Introcan Safety Deep Access .....	30
Knickskydd för infusionsaggregat/infusionsslang .....	22	MIDLINE .....	31
CODAN Triplus AB – Antiknick .....	22	"Over the needle"-teknik .....	31
Mediplast AB – Flowkeeper .....	22	Becton Dickinson – PowerGlide Pro och StatLock .....	31
Ampullavbrytare .....	22	"Kateter över ledare"-teknik .....	31
OneMed AB – AmpSnap .....	22	Vygon (Sweden) AB – Smartmidline .....	31
Injektionstork med och utan 70% IPA .....	22	BARN/NEONATAL .....	32
Mediplast AB – Spartork .....	22	Navelkateter .....	32
OneMed AB – Sprittork .....	23	Vygon (Sweden) AB – Vygon Navelkateter .....	32
Avstångningsanordning .....	23	Central venkateter .....	32
Merit Medical Systems AB – Floswitch .....	23	Vygon (Sweden) AB – Multicath 2 .....	32
ARTÄRKANYLER .....	23	Perifer venkateter .....	32
Artärkanyl utan stickskydd .....	23	B Braun AB – Introcan Safety-W .....	32
Becton Dickinson AB – Artärkanyl med BD FloSwitch .....	23	Becton Dickinson AB – Neoflon Pro Savety .....	32
Artärkateter för inläggning med Seldinger-teknik .....	23	CODAN Triplus AB – Clip Neo .....	32
Vingmed Svenska AB – Arrow Artärkateter .....	23	Infusionsfilter för neonatal .....	33
CENTRALA INFARTER .....	24	B Braun Medical AB – Intrapur Neonat .....	33
Akut CVK för direktpunktion .....	24	CODAN Triplus AB – I.V.STAR .....	33
Merit Medical Systems AB – Secalon-T .....	24	Infusionsfilter för fettemulsion, neonatal .....	33
CVK set standard med avstångningsanordning .....	24	B Braun Medical AB – Intrapur Neonat Lipid .....	33
B Braun Medical AB – Certifix .....	24	CODAN Triplus AB – I.V.STAR .....	33
Merit Medical AB – Careflow CVC .....	24	Piccline .....	33
Vingmed Svenska AB – Arrow CVK .....	24	Vygon (Sweden) AB – Epicutaneo 2, Nutriline, Nutriline Twinflo och Premicath .....	33
CVK set för höga flöden .....	24	SPRUTBYTET .....	34
B Braun Medical AB – Certifix Trio HF V 1215 .....	24	Produkter för sprutbytet .....	34
Perkutan skyddsintroducer för pulmonalskateter (Swan-Ganz) .....	25	Bröderna Berner AB – Sterifilt och Sterifilt+ .....	34
Picclineset med säkerhetsventil .....	25	ERSÄTTNINGSLISTA FÖR UTGÅENDE PRODUKTER .....	35
Becton Dickinson AB – PowerPICC Solo2 .....	25		
Piccline needleguideset .....	25		
Becton Dickinson AB – Needle Guide Kit .....	25		
Piccline reservdelskit .....	25		
Becton Dickinson AB – MicroEZ .....	25		
Piccline utan säkerhetsventil/avkortningsbar .....	26		
Vygon (Sweden) AB – Lifecath CT PICC easy .....	26		
Piccline utan säkerhetsventil .....	26		
Vygon (Sweden) AB – Lifecath CT PICC Maestro .....	26		
Subcutan venport (högtryck) standardprofil .....	26		
Becton Dickinson AB – Powerport isp M.R.I .....	26		
Vygon Sweden – Polysite .....	26		

# GENERELL INFORMATION

## Kontakt

Sortimentsfrågor: [info.koncerninkop@skane.se](mailto:info.koncerninkop@skane.se).

Katalogansvarig: materialkonsulent Thorbjörn Timlon.

## Beställning

Offentliga vårdgivare beställer via Raindance marknadsplats.

Privata vårdgivare beställer via OneMeds webshop.

Läs mer om beställning av förbrukningsartiklar på [vardgivare.skane.se/forbrukning](http://vardgivare.skane.se/forbrukning)

## Reklamation

Läs mer om reklamation på [vardgivare.skane.se/forbrukning](http://vardgivare.skane.se/forbrukning)

## Sortimentslistan

Ta hjälp av sortimentslistan på [vardgivare.skane.se/sortimentslistan](http://vardgivare.skane.se/sortimentslistan) om du behöver en bättre överblick över utgående produkter, vilken produkt som ersätter en annan eller hur många artiklar en förpackning innehåller.

## Förändringar efter avslutad upphandling

Tänk på att produkter som är lagervara hos förrådsleverantör OneMed först utgår när det gamla lagret är slut.

# SPRUTOR

## Spruta luer-slip

3-komponent. Engångs. Steril.

### AST Medical AB – AST Spruta Luer Slip

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30940	TM1807S01	1 ml, graderad 0,01 ml, LDS	JA	0,25
30941	TM1807S02	2 ml, graderad 0,1 ml	JA	0,26
30942	TM1807S03	3 ml, graderad 0,1 ml	JA	0,28
30943	TM1807S05	5 ml, graderad 0,2 ml	JA	0,45
30944	TM1807S10	10 ml, graderad 0,2 ml	JA	0,69
30945	TM1807S20	20 ml, graderad 1 ml	JA	0,26



### Becton Dickinson AB – BD Emerald och BD Plastipak

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
25480	303172	1 ml, graderad 0,01ml, BD Plastipak	JA	0,33
149	307727	2 ml, graderad 0,1 ml, BD Emerald	JA	0,25
12179	307731	5 ml, graderad 0,2 ml, BD Emerald	JA	0,35
12180	307736	10 ml, graderad 0,2 ml, BD Emerald	JA	0,49
30939	301183	20 ml, graderad 1 ml, excentrisk, BD Plastipak	JA	1,55



### Mediq Sverige AB – 3 part Luer Slip Syringe

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30946	3PLS003	3 ml, graderad 0,1 ml	JA	0,37



## Spruta luer-lock

3-komponent. Engångs. Steril. Storlekarna 3-50 ml är kompatibla med sprutpump Spaceplus Perfusor. Storlekarna 5-50 ml är kompatibla med sprutpump Alaris CC.

### B Braun Medical AB – Omnifix Solo Luer-lock

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26929	9167006V	1 ml, graderad 0,01 ml, Omnifix-F	JA	1,95
15127	4617022V	3 ml, graderad 0,1 ml,	JA	0,59
19465	4617053V	5 ml, graderad 0,2 ml	JA	0,62
19466	4617100V	10 ml, graderad 0,2 ml	JA	0,85
19467	4617207V	20 ml, graderad 1 ml	JA	1,25
26930	4617304F	30 ml, graderad 1 ml	JA	1,95
19468	4617509F	50 ml, graderad 1 ml	JA	2,45



### Becton Dickinson AB – BD Plastipak

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
15759	309628	1 ml, graderad 0,01 ml	JA	2,22
26931	309658	3 ml, graderad 0,1 ml	JA	0,67
26932	309649	5 ml, graderad 0,2 ml	JA	0,94
26933	305959	10 ml, graderad 0,2 ml	JA	0,91
27103	301189	20 ml, graderad 1 ml	JA	1,69
24646	301229	30 ml, graderad 1 ml	JA	2,70
24647	300865	50 ml, graderad 1 ml	JA	2,75
15036	300869	50 ml, graderad 1 ml, för ljuskänsliga läkemedel	JA	3,91



## Spruta förfylld med sterilt NaCl 9 mg/ml

Endast avsedd för spolning av intravenösa katetrar och infarter. Engångs. Steril.

### B Braun Medical AB – Omnipulse

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30947	EM-3513572	för osteril miljö, 3 ml	JA	2,50
30948	EM-3513575	för osteril miljö, 5 ml	JA	2,50
30949	EM-3513576	för osteril miljö, 10 ml	JA	2,50



### Becton Dickinson AB – BD PosiFlush SP

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
16880	306573	för osteril miljö, 3 ml	JA	2,65
16881	306574	för osteril miljö, 5 ml	JA	2,20
16882	306575	för osteril miljö, 10 ml	JA	2,30



### Becton Dickinson AB – BD PosiFlush XP

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30950	306570	för steril miljö, 3 ml	JA	4,65
30951	306571	för steril miljö, 5 ml	JA	4,62
30952	306572	för steril miljö, 10 ml	JA	4,55



### CODAN Triplus AB – PraxiJect Saline

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26934	37043	för steril miljö, 3 ml	JA	5,75
26935	3704	för steril miljö, 5 ml	JA	5,50
26936	3705C	för steril miljö, 10 ml	JA	6,05
26937	3706	för steril miljö, 20 ml	JA	12,30



## Spruta för insulin med fast kanyl och stickskydd

Stickskyddad. Graderad i enheter. Engångs. Steril.

### AST Medical AB – AST SafetyGlide

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30955	DC0303308	30IE (0,3 ml), 30Gx8 mm	JA	1,42
30956	DC0305308	50IE (0,5 ml), 30Gx8 mm	JA	1,27
30957	DC0352913	50IE (0,5 ml), 29Gx13 mm	JA	1,27
30958	DC031308	100IE (1,0 ml), 29Gx8 mm	JA	1,27



### Embecta Sweden AB – BD SafetyGlide

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30953	305937	30IE (0,3 ml), 31Gx8 mm	JA	1,80
30954	305934	50IE (0,5 ml), 29Gx8 mm	JA	1,80
27090	305932	50IE (0,5 ml), 31Gx13 mm	JA	1,80
26938	305930	100IE (1,0 ml), 31Gx8 mm	JA	1,80



# KANYLER

## Injektionskanyl med stickskydd

Passar till Luer-slip och Luer-lock. Engångs. Steril.

### OneMed AB – KD-FINE Safety

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30977	1137010	21Gx25 mm, grön	JA	0,69
30963	1137009	21Gx40 mm, grön	JA	0,69
30964	1137008	21Gx50 mm, grön	JA	0,97
30965	1137006	22Gx40 mm, svart	JA	0,69
30966	1137041	22Gx50 mm, svart	JA	0,97
30967	1137040	23Gx25 mm, blå	JA	0,69
30968	1137038	23Gx40 mm, blå	JA	0,69
30969	1137036	25Gx16 mm, orange	JA	0,69
30970	1137035	25Gx25 mm, orange	JA	0,68
30971	1137034	25Gx40 mm, orange	JA	0,70
30972	1137030	27Gx13 mm, grå	JA	0,68
30973	1137029	27Gx19 mm, grå	JA	0,68
30974	1137028	27Gx40 mm, grå	JA	0,70
30975	1137026	30Gx13 mm, gul	JA	0,89



## Swereco AB – SOL-CARE Safety Needle

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30976	SN2110	21Gx25 mm, grön	JA	0,59
26940	SN2115	21Gx38 mm, grön	JA	0,59
26941	SN2105	21Gx50 mm, grön	JA	0,71
26942	SN2215	22Gx38 mm, svart	JA	0,59
26943	SN2205	22Gx50 mm, svart	JA	0,71
26944	SN2310	23Gx25 mm, blå	JA	0,51
26945	SN2315	23Gx38 mm, blå	JA	0,59
30959	SN2558	25Gx16 mm, orange	JA	0,59
30960	SN2510	25Gx25 mm, orange	JA	0,59
30961	SN2515	25Gx38 mm, orange	JA	0,59
30962	SN2712	27Gx13 mm, grå	JA	0,59
26946	SN2734	27Gx19 mm, grå	JA	0,59
26947	SN2715	27Gx38 mm, grå	JA	0,59
26948	SN3012	30Gx13 mm, gul	JA	0,59



## Injektionskanyl utan stickskydd (för särskilda ändamål)

Passar till Luer-slip och Luer-lock. Engångs. Steril.

### B Braun Medical AB – Sterican

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30979	4667123B	18Gx50 mm, rosa	JA	0,21
30980	4665465	21Gx80 mm, ljusgrön	JA	1,25



### Becton Dickinson AB – BD Microlance3

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
28913	304000	30Gx13 mm, gul	JA	0,21



## OneMed AB – KD-FINE

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30012	295712	14Gx80 mm, ljusgrön	JA	2,48
30937	295710	20Gx40 mm, gul	JA	0,15
30989	295706	21Gx40 mm, grön	JA	0,15
30039	295708	21Gx80 mm, ljusgrön	JA	1,55
30991	295703	23Gx25 mm, blå	JA	0,15
30982	497175	23Gx30 mm, blå	JA	0,15
30984	413208	25Gx16 mm, orange	JA	0,15
30986	497176	26Gx12 mm, brun	JA	0,15
30938	497271	27Gx20 mm, grå	JA	0,15



## Swereco AB – Sol-M Standardkanyl

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30978	111820	18Gx50 mm, rosa	JA	0,23
30935	112015	20Gx40 mm, gul	JA	0,17
30988	112115	21Gx40 mm, grön	JA	0,17
30990	112310	23Gx25 mm, blå	JA	0,17
30981	1123125	23Gx30 mm, blå	JA	0,17
30983	112506	25Gx16 mm, orange	JA	0,17
30985	112612	26Gx13 mm, brun	JA	0,17
30936	112734	27Gx19 mm, grå	JA	0,17
30987	113005	30Gx13 mm, gul	JA	0,17



## Uppdragningskanyl trubbig med eller utan filter

Trubbig spets. Engångs. Steril.

## OneMed AB – KD-FINE BLUNT

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30992	1003611	utan filter, 18Gx50 mm, röd	JA	0,44
30993	1000091	med filter, 18Gx50 mm, lila	JA	0,99



## Swereco AB – Sol-M Blunt Fill Needle

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
24652	110023	utan filter, 18Gx50 mm, röd	JA	0,34
24653	110023F	med filter, 18Gx50 mm, lila	JA	1,03



## Uppdragningskanyl i plast med partikelfilter

Engångs. Steril.

## Becton Dickinson AB – BD Filter Straw

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31001	MFX1965	partikelfilter 5µm, längd 6,5 cm	JA	10,48

## Kanyl till insulinpenna, stickskyddad

Med dubbla stickskydd. Universal passform till insulinpennor. Engångs. Steril.

### Embecta Sweden AB – BD AutoShield Duo Safety Pen Needle

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31216	329605	30Gx5 mm	JA	2,50
31217	329608	30Gx8 mm	JA	2,50



## OneMed AB – Verisafe


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31214	1118505	30Gx5 mm	JA	2,05
31215	1118507	30Gx8 mm	JA	2,05

## Specialkanyl med eller utan mandräng

Infektions- och tappningskanyl med Quincke slipning. Rostfritt stål. Luer-lock. Engångs. Steril.

### Mediplast AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30994	6062570973	med mandräng, 22Gx90 mm, svart	NEJ	16,00
30995	6062570980	med mandräng, 22Gx120 mm, svart	NEJ	25,00
30996	6062571000	med mandräng, 20Gx120 mm, gul	NEJ	25,00
30997	6062571020	med mandräng, 20Gx150 mm, gul	NEJ	24,00
26954	6062590715	utan mandräng, 22Gx150 mm, svart	NEJ	11,00
26955	6062590720	utan mandräng, 22Gx200 mm, svart	JA	12,00
26956	6062600093	utan mandräng, 20Gx110 mm, gul	NEJ	10,50
26957	6062620091	utan mandräng, 20Gx120 mm, gul	JA	10,50
26958	6062630090	utan mandräng, 20Gx150 mm, gul	JA	10,50
26959	6062630192	utan mandräng, 20Gx200 mm, gul	JA	12,00
26960	6062630195	utan mandräng, 20Gx250 mm, gul	NEJ	12,00



## Specialkanyl för röntgenavdelning

Infektions- och tappningskanyl med Quincke slipning. Rostfritt stål. Luer-lock. Engångs. Steril.

### Mediplast AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30998	662620091	20Gx120 mm, transparent	NEJ	11,00
30999	662630090	20Gx150 mm, transparent	NEJ	11,00
31000	662630192	20Gx200 mm, transparent	NEJ	11,00



## Subcutant infusionsset

För subkutan tillförsel av läkemedel.

### OneMed AB (Sweden) AB – Neria Guard

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
27509	1101178	12 cm slangset, 6 mm nål	JA	176,00
27510	1103154	12 cm slangset, 9 mm nål	JA	176,00



# FÖRLÄNGNINGSSLANGAR

## Slang till sprutpump

Microslang. Luerlock-fattning. Male/Female. PVC-fri. Engångs. Steril.

Kompatibel med alla sprutpumpar. Max användningstid 96h med klara vätskor.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!

### **Mediplast AB**

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31002	60SRL04100115	150 cm slang	JA	6,50
31003	60SRL04100120	200 cm slang	JA	7,30



## Vygon (Sweden) AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31212	71100.15	150 cm slang	JA	6,50
31004	71100.20	200 cm slang	JA	6,50



## Slang till sprutpump med fast injektionsventil

Microslang. Luerlock-fattning. Male/Female. PVC-fri. Engångs. Steril.

Kompatibel med alla sprutpumpar. Max användningstid 96h med klara vätskor.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!

### **Mediplast AB**

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31005	60SRL80200P	200 cm slang	JA	14,00



## Slang till sprutpump för ljuskänsliga läkemedel

Microslang. Luerlock-fattning. Male/Female. PVC-fri. Engångs. Steril.

Kompatibel med alla sprutpumpar. Max användningstid 96h med klara vätskor.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!

### **B Braun Medical AB – Original Perfusor Line**

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
27638	8723017	150 cm slang	JA	17,30



## Spiralslang till sprutpump

Microslang. Luerlock-fattning. Male/Female. PVC-fri. Engångs. Steril.

Kompatibel med alla sprutpumpar. Max användningstid 96h med klara vätskor.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!



## B Braun Medical AB – Proset Spiralslang

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31006	4092937	1-lumen, 150 cm, transparent	JA	28,00
31007	4092945	1-lumen, 300 cm, transparent	JA	54,00
31008	4092953	1-lumen, 500 cm, transparent	JA	76,00
26939	4092961	1-lumen, 700 cm, transparent	JA	85,00
31009	4092970	1-lumen, 850 cm, transparent	NEJ	125,00
31010	4091752	2-lumen, 300 cm, gul/transparent	JA	122,00
31011	4093607	2-lumen, 700 cm, gul/transparent	JA	145,00
31012	4091728	2-lumen, 850 cm, gul/transparent	NEJ	155,00
31013	4093115	3-lumen, 150 cm, gul/blå/transparent	NEJ	118,00
31014	4093130	3-lumen, 300 cm, gul/blå/transparent	NEJ	128,00
31015	4093150	3-lumen, 500 cm, gul/blå/transparent	NEJ	138,00
31016	4093170	3-lumen, 700 cm, gul/blå/transparent	JA	185,00
31017	4093185	3-lumen, 850 cm, gul/blå/transparent	NEJ	195,00



## Förlängningssläng till infusion, Macro

Macroslang. Luerlock-fattning. Male/Female. Utan avstängning. PVC-fri. Engångs. Steril.

## CODAN Triplus AB – Green line RMLL

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
28520	714822	120 cm	JA	11,35



## Mediplast AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31018	60MR04106310	100 cm	JA	5,80




## Förlängningssläng till infusion, Micro

Microslang. Luerlock-fattning. Male/Female. PVC-fri. Engångs. Steril.

## VYGON (Sweden) AB – LectroCath

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31019	1155.01	15 cm, Trycktestad för 40 bar/580 psi	JA	8,50



# SPIKE

## Spike för uppdragning och blandning för toxiska beredningar

Luftad uppdragningskanyl i hårdplast med injektionsventil för uppdragning/beredning av cytostatika och andra toxiska läkemedel. Engångs. Steril.

### B Braun Medical AB – Mini-Spike 2 Chemo

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26961	4550592	injektionsventil, luftfilter 0,2µm, partikelfilter 5 µm	JA	11,60



## OneMed AB – Spike evercare Kraken

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31026	1135804	injektionsventil, luftfilter 0,1µm, partikelfilter 5µm	JA	11,60



## Spike för uppdragning och blandning med injektionsventil

Luftad uppdragningskanyl i hårdplast för uppdragning/beredning av läkemedel. Engångs. Steril.

### Becton Dickinson AB – BD Smart-Site

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31024	MFX2250EV	injektionsventil, luftfilter 0,2µm	JA	7,48



## CODAN Triplus AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26962	164200	injektionsventil, luftfilter 0,2µm	JA	13,60



## OneMed AB – Spike evercare Kraken

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31025	1135802	injektionsventil, luftfilter 0,1µm	JA	8,24



## Spike för uppdragning och blandning med snäpplock eller propp

Luftad uppdragningskanyl i hårdplast för uppdragning/beredning av läkemedel. Engångs. Steril.

### CODAN Triplus AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26208	165260	med propp, luftfilter 0,2µm	JA	5,35



## OneMed AB – Spike evercare Kraken

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31023	1135799	med snäpplock, luftfilter 0,1µm	JA	11,60



# BLANDNINGSSYSTEM FÖR HANTERING AV TOXISKA LÄKEMEDEL - CSTD

## Blandningssystem

### B Braun Medical AB – Chemfort

För hantering och beredning av toxiska läkemedel. Engångs. Steril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
29249	MG-245248	Vial Adaptor 20 mm och 13 mm	JA	21,00
29250	MG-245266	Vial Adaptor 28 mm	JA	32,00
29251	MG-245269	Vial Adaptor 32 mm	JA	32,00
29247	MG-245267	Syringe Adaptor	JA	22,90
29254	MG-245277	Syringe Adaptor Lock	JA	28,00
29248	MG-245250	Luer Lock Adaptor	JA	7,00
29252	MG-245251	Bag Adaptor SP	JA	15,00
31067	MG-245279	Bag Adaptor LL	JA	26,00
31069	MG-245252	Bag Adaptor CP	JA	25,00
31068	MG-245254	Closed Adaptor SP	JA	35,00
29253	MG-245686	IV Safety Set PVC Free	JA	21,00



### Becton Dickinson AB – BD Phaseal Optima

För hantering och beredning av toxiska läkemedel. Engångs. Steril.

Observera att det slutna blandningssystemet BD PhaSeal Optima ersätter tidigare blandningssystemet BD PhaSeal. Blandningssystemen är inte kompatibla med varandra!

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31073	515060	Protector P13-O	JA	24,00
31074	515064	Protector P20-O	JA	24,00
31075	515063	Protector P28-O	JA	24,00
31076	515067	Protector P32-O	JA	24,00
31072	515070	Connector L-L C35-O	JA	10,00
31070	515052	Injector L-L N35-O	JA	23,47
31213	515056	Injector Luer N40-O	JA	23,47
31071	515078	Infusion adapter C100-O	JA	20,00




# INFUSIONSAGGREGAT, GRAVITATION

## Infusionsaggregat med luftning

Roterbar Luer-lock. PVC-fri. Övertryck upp till 300 mmHg. Engångs. Steril.

### AST Medical AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31027	TM181821	180 cm slang	JA	7,19
31028	TM181822	320 cm slang	JA	10,88



### Mediplast AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
23786	60MR60500153	180 cm slang	JA	8,30
23787	60MR60500162	320 cm slang	JA	11,00



## Infusionsaggregat med luftning och flödesregulator

Roterbar Luer-lock. PVC-fri. Engångs. Steril. Flödet kan regleras med 10 ml intervall mellan 10-325 ml/h.

### Mediplast AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31029	60MR60500156F	180 cm slang	JA	20,90
31030	60MR60500161F	320 cm slang	JA	23,00



## Infusionsaggregat med luftning och blandningsdel

Roterbar Luer-lock. PVC-fri. Engångs. Steril. För blandning och överföring av torrsubstans eller färdigblandad lösning från ampull till infusionspåse.

### CODAN Triplus AB – Mono-Set green line

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26969	254800	175 cm	JA	19,15
26968	254802	175 cm, med Y-ventil	JA	34,20
31194	254813	175 cm, universal	JA	30,65



### Mediplast AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31032	60MR03508057	180 cm	JA	23,00
31031	60SRL03508057C	180 cm, med Y-ventil	JA	20,90




## Infusionsaggregat med luftning och 3-vägskran - utan backventil

Roterbar Luer-lock. PVC-fri. Övertryck upp till 300 mmHg. Engångs. Steril.

### Mediplast AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31034	60SRL81160D	180 cm, fast 3-vägskran med 15 cm förlängning	JA	16,50
31035	60SRL81150D	305 cm, fast 3-vägskran med 15 cm förlängning	JA	16,50




## Infusionsaggregat med luftning och 3-vägskran - med backventil

Roterbar Luer-lock. PVC-fri. Övertryck upp till 300 mmHg. Engångs. Steril.

### **Mediplast AB**

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31033	60SRL81130D	180 cm, fast 3-vägskran med 15 cm förlängning	JA	16,50
31036	60SRL81140D	180 cm, löstagbar 3-vägskran med 15 cm förlängning	JA	16,50



## Infusionsaggregat med luftning, microdropp

Roterbar Luer-lock. PVC-fri. Övertryck upp till 300 mmHg. Engångs. Steril.

### **CODAN Triplus AB – V86 green line**

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
16833	434837	175 cm, med droppkammare 60 dr/ml	JA	23,95



## Transfusionsaggregat

För transfusion av blod, plasma och trombocyter. Filter 200 µm. Roterbar Luer-lock. PVC-fri. Övertryck upp till 300 mmHg. Engångs. Steril.

### **CODAN Triplus AB**

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31038	454804	175 cm		16,25
31039	454807	250 cm		18,70



## Mediplast AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30065	60MR60500202	180 cm	JA	13,90
25605	60MR60500213	250 cm	JA	11,50
31037	60MR60500203	320 cm	JA	14,50



## Infusionsaggregat för TIVA - utan sprutpumpssläng

För total intravenös anestesi utan möjlighet till parallel infusion mellan bärarinfusion och tillförda anestesiläkemedel. Engångs. Steril.

### **Mediplast AB**

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
19396	60SRL03504	2 Trevägskranar, 3 backventiler, 180 cm	JA	33,50
31020	60SRD026P	3 Trevägskranar, 4 backventiler, 180 cm	JA	41,00



## Infusionsaggregat för TIVA - med sprutpumpssläng

För total intravenös anestesi utan möjlighet till parallel infusion mellan bärarinfusion och tillförda anestesiläkemedel. Engångs. Steril.


### **CODAN Triplus AB – green line**

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31022	764862	2 Trevägskranar, 3 backventiler, 180/200 cm	JA	88,00



## Mediplast AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31021	60SRD027P	2 Trevägskranar, 3 backventiler, 180/200 cm	JA	55,00



# INFUSIONSFILTER

## Infusionsfilter

För klara vätskor. Luer-lock. Engångs. Steril. Max användningstid 96h.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!

### CODAN Triplus AB – I.V.STAR

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26971	764878	filter 0,2µm, filteryta 4,5 cm <sup>2</sup> . Med backventil och 15 cm slang.	JA	37,80
31040	764842	filter 0,2µm, filteryta 10 cm <sup>2</sup> . Med backventil och 25 cm slang.	JA	36,15



## Infusionsfilter med avluftring för fettemulsion

För fettemulsion. Luer-lock. Engångs. Steril. Max användningstid 24h.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!

### CODAN Triplus AB – I.V.STAR

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26972	764888	filter 1,2µm, filteryta 4,5 cm <sup>2</sup> , med backventil och 15 cm slang	JA	40,40
31041	764797	filter 1,2µm, filteryta 10 cm <sup>2</sup> , med backventil och 25 cm slang	JA	36,15



# INJEKTIONSVENTILER

## Injektionsventil med eller utan förlängningssläng

Nålfrí injektionsventil med rak flödesväg för **läkemedel, vätskor och blodprodukter**.

Split septum och neutralt avslut. MR- och röntgenkompatibel. Engångs. Steril.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!

### Becton Dickinson AB – BD Neutraceutical

Antal anslutningar 600 gånger. Max användningstid 7 dygn.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31042	EL-NC1000	utan slang, max 325 psi	JA	5,30



## VYGON (Sweden) AB – Bionector med och utan Octopus

Antal anslutningar 360 gånger. Max användningstid 7 dygn.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
24667	896.03	utan slang, max 350 psi	JA	4,95
19418	5222.014	1-lumen, med slang 10 cm	JA	10,50
19419	841.264	2-lumen, med slang 10 cm	JA	21,00
24629	841.364	3-lumen, med slang 10 cm	JA	31,00
31045	842.209	2-lumen, med 1 backventil, slang 6 cm	JA	45,00
31046	842.414	4-lumen, med 3 backventiler, slang 6 cm	JA	69,00



## Injektionsventil för artär

Nålrfri injektionsventil med rak flödesväg för **arteriellt bruk**. Split septum och neutralt avslut. MR- och röntgenkompatibel. Engångs. Steril.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!

### Becton Dickinson AB – BD Neutraclear

Antal anslutningar 600 gånger. Max användningstid 7 dygn.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31044	EL201R	utan slang	JA	7,85



### VYGON (Sweden) AB – Bionector

Antal anslutningar 360 gånger. Max användningstid 7 dygn.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31043	896.11	utan slang	JA	7,90



## 3-VÄGSKRANAR MED ELLER UTAN FÖRLÄNGNINGSSLANG

### 3-vägskran med eller utan förlängningssläng

Vit. Engångs. Steril.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!

#### Becton Dickinson AB – BD Connecta

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
24829	394600	utan förlängningssläng	JA	2,20
24826	394995	med förlängningssläng 10 cm	JA	3,84
26974	394926	med förlängningssläng 25 cm	JA	9,59
24827	394951	med förlängningssläng 50 cm	JA	8,75
24828	394961	med förlängningssläng 100 cm slang	JA	8,75



#### OneMed AB – evercare

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31047	1029359	utan förlängningssläng	JA	2,39
31048	1029472	med förlängningssläng 10 cm	JA	4,94
31049	1029473	med förlängningssläng 25 cm	JA	5,32
31050	1025133	med förlängningssläng 50 cm	JA	5,55
31051	1029457	med förlängningssläng 100 cm slang	JA	5,97




### 3-vägskran för höga tryck

Blå. Engångs. Steril.

#### Merit Medical Systems AB – Marquis 3-way Stopcock

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31052	M3RRC	Han-Luer, max 500 psi	NEJ	35,00



### 3-vägskran med förlängningssläng och injektionsventil

Vit. Injektionsventil med neutralt avslut. Engångs. Steril.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!.

#### Mediplast AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31054	60SRL81020P	med förlängningssläng 10 cm, 1 injektionsventil	JA	16,50

#### OneMed AB – evercare

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31053	1136356	med förlängningssläng 10 cm, 2 injektionsventiler	JA	20,42



## 3-vägskran med microslang

Vit. Engångs. Steril.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!

### Becton Dickinson AB – BD Connecta Micro

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
16771	394982	med förlängningssläng 15 cm	JA	16,95



### Mediplast AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31055	60SRL04100110	med förlängningssläng 15 cm	JA	8,40



## PROPPAR

### Propp, enkel

Luer-lock han fattning. Engångs. Steril.

### Becton Dickinson AB – BD Skyddspropp Luer Lock

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31056	TP	vit	JA	0,21



### OneMed AB – KD CAP

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26978	1000376	vit	JA	0,26



### Propp, kombi

Luer-lock hona-hane-fattning. Engångs. Steril.

### AST Medical AB – AST Kombipropp

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31057	TM181841	röd	JA	0,23
31058	TM181842	vit	JA	0,36



### Becton Dickinson AB – BD Kombipropp

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
13730	TP-MF	röd	JA	0,26
3430	TP-MF-B	vit	JA	0,24



# DESINFEKTIONSHATT FÖR NÅLFRIA INJEKTIONSVENTILER

## Desinfektionshatt för nålfria injektionsventiler

Passiv kontinuerlig desinfektion av nålfria injektionsventiler. 70 % IPA. Engångs. Steril.

Användningstid upp till 7 dygn.

### B Braun Medical AB – SwabCap

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26979	EM-SCXT3	luer-lock, styckförpackad	JA	1,75



### Becton Dickinson AB – BD Purehub

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31061	306599	luer-lock, remsa	JA	2,45
31065	306598	dialysanslutning	NEJ	2,00



### KCI Medical AB – 3M Curos

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31059	CF1-270R	luer-lock, styckförpackad	JA	1,39
31060	CFF10-250R	luer-lock, remsa	JA	1,39
31062	CM5-200R	han-luer, remsa	JA	1,99
31064	CTG1-270R	dialysanslutning	NEJ	1,99
31066	CSV5-250R	öppen hon-luer	NEJ	1,99



### Merit Medical Systems AB – DualCap Solo

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31063	460-DB	han-luer, remsa	JA	3,25



# ÖVERTRYCKSMANSCHETTER

## Övertrycksmanschett för en patient

Hanterar övertryck upptill 300mmHg. Med övertycksventil. Osteril.

### Merit Medical Systems AB – PIB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30311	PIB500	500 ml	JA	147,00
30312	PIB1000	1000 ml	JA	147,00



## Vingmed Svenska AB – InfuseIT

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26985	ZIT-500	500 ml	NEJ	144,00
26986	ZIT-1000	1000 ml	NEJ	144,00



## Övertrycksmanschett för flergångsbruk

Hanterar övertryck upptill 300mmHg. Med övertycksventil. Osteril.

### Vingmed Svenska AB – InfuseIT

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26987	ZIT-520	500 ml	NEJ	408,00
26988	ZIT-1020	1000 ml	NEJ	408,00



# BLODPÅSAR

## Blodpåse med tappning med eller utan vacutainer

För Venesectio. Engångs. Steril.



### MediTech Nordic AB – JMS

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
16869	5370059	med 100cm slang och 16G kanyl, utan vacutainer	NEJ	55,00
24665	5370057	med 100cm slang och 16G kanyl, med vacutainer	JA	59,50

# TILLBEHÖR

## Sluten han-luer adapter

Ansluts till Luer-Lock spruta eller änden på infusionsaggregatet för att minska risken för spill och kontamination vid beredning/ intravenös administrering av läkemedel. Sluts automatiskt vid fräckkoppling och minskar därmed exponering för läkemedel- och mikrobiologisk kontamination. Kan inte avlägsnas efter anslutning.



### B Braun Medical AB – PureSite

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31079	4551105	orange, med skyddspropp	JA	12,49

### Mediplast AB

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31078	60SRL80900C	blå, med skyddspropp	JA	15,20



## Backventil

För att förhindra backflöde vid parallellinfusioner. Engångs. Steril.

### Becton Dickinson AB – BD Backventil

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31077	04302243317	luer-lockfattning, M/F	JA	2,42



## CODAN Triplus AB – R-LOCK

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26976	165250	luer-lockfattning, M/F	JA	3,15



## Antisifonventil

För att förhindrar backflöde vid parallellinfusioner med läkemedelpump. Tryckstyrda. Engångs. Steril.

### B Braun Medical AB – BC1000

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31080	415062	–	JA	3,80



## Becton Dickinson AB – BD Anti-Siphon

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26977	4302260452	–	JA	5,20



## Knickskydd för infusionsaggregat/infusionsslang

Sätts på infusionsslangen och förhindrar att slangen knickas och att flödet minskar. Engångs. Osteril.

### CODAN Triplus AB – Antiknick

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26980	510052	vit	JA	0,78



## Mediplast AB – Flowkeeper

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31083	60MR700	blå	JA	3,85



## Ampullavbrytare

För att öppna glasampuller och injektionsflaskor. Engångs. Osteril.

### OneMed AB – AmpSnap

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
7524	220331	för ampull 1-10 ml	JA	0,75
31084	1136269	för ampull 15-25 ml	JA	6,29



## Injektionstork med och utan 70% IPA

### Mediplast AB – Spartork

Utan 70% IPA. Engångs. Osteril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
13754	60615003	4x5,5 cm, oblekt cellstoff	JA	0,03



## OneMed AB – Sprittork

Med 70% IPA. Engångs. Osteril.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
30665	1138796	vikt 30x30 mm, utvikt 30x60 mm	JA	0,11



## Avstängningsanordning

För CVK. Engångs. Steril.

## Merit Medical Systems AB – Floswitch

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
18540	681033	on/off knapp med enhandsfattning	JA	40,00



## ARTÄRKANYLER

### Artärkanyl utan stickskydd

Engångs, Steril.

## Becton Dickinson AB – Artärkanyl med BD FloSwitch

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
6106	682245	20Gx45 mm, PUR, röd avstängningsanordning	JA	29,75



### Artärkateter för inläggning med Seldingerteknik

Engångs, Steril.

## Vingmed Svenska AB – Arrow Artärkateter

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31085	SAC-00520-PBX	22Gx5cm, PEBA	NEJ	226,00
27043	SAC-00820-PBX	20Gx8cm, PEBA	NEJ	226,00
27044	SAC-01218-PBX	18Gx12cm, PEBA	NEJ	226,00
31086	SAC-01618-PBX	18Gx16cm PEBA	NEJ	226,00



# CENTRALA INFARTER


## Akut CVK för direktpunktion

Utgått i Marknadsplatsen 31 januari 2023.

- Beställ genom SUS Beredskapslager Lund via [material.sus@skane.se](mailto:material.sus@skane.se).

### Merit Medical Systems AB – Secalon-T

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
4457	681006	14Gx160 mm	–	–
4455	681002	16Gx130 mm	–	–
4456	681104	16Gx160 mm	–	–
6071	681000	18Gx90 mm	–	–



## CVK set standard med avstängningsanordning

Engångs. Steril.

### B Braun Medical AB – Certofix

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31087	4160231-07	1-lumen 5FR, 150 mm (Mono V315)	NEJ	120,00
31088	4160266-07	1-lumen 5FR, 200 mm (Mono V320)	NEJ	125,00
31089	4166159-07	2-lumen 7FR, 150 mm (Duo V715)	NEJ	230,00
31090	4161211-07	2-lumen 7FR, 200 mm (Duo V720)	NEJ	235,00
31091	4162153-07	3-lumen 7FR, 200 mm (Trio V715)	NEJ	255,00
31092	4163214-07	3-lumen 7FR, 150 mm (Trio V720)	NEJ	265,00
31093	4167767-07	4-lumen 8FR, 200 mm (Quattro V815)	NEJ	410,00
31094	4167775-07	4-lumen 8FR, 150 mm (Quattro V820)	NEJ	420,00
31095	4166841-07	5-lumen 12FR, 200 mm (Quinto V1215)	NEJ	510,00
31096	4166868-07	5-lumen 12FR, 150 mm (Quinto V1220)	NEJ	515,00



### Merit Medical AB – Careflow CVC

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31099	681683	2-lumen 5FR, 150 mm	JA	246,00
31100	681687	2-lumen 5FR, 200 mm	JA	246,00
31101	681691	3-lumen 5FR, 150 mm	JA	270,00
31102	681695	3-lumen 5FR, 200 mm	JA	270,00
30313	681731	4-lumen 8,5FR, 150 mm	JA	331,00
30314	681733	4-lumen 8,5FR, 200 mm	JA	331,00
31105	681735	5-lumen 9,5FR, 150 mm	JA	442,00
31106	681737	5-lumen 9,5FR, 200 mm	JA	442,00



### Vingmed Svenska AB – Arrow CVK

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31097	CV-04306	1-lumen 5FR, 160 mm	JA	180,00
31098	CV-04301	1-lumen 5FR, 200 mm	JA	180,00



## CVK set för höga flöden

Engångs. Steril.

### B Braun Medical AB – Certofix Trio HF V 1215

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
27051	4160614-07	3-lumen 12FR, 150 mm	JA	605,00




## Perkutan skyddsintroducer för pulmonaliskateter (Swan-Ganz)

Engångs. Steril.

### Vingmed Svenska AB – Arrow PSI-SET

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31107	SI-09870-E	8,5FRx10cm	NEJ	522,00



## Picclineset med säkerhetsventil

Perifert insatt centralkateter för långtidsbruk. Kvarvarande kateter i PUR är röntgentät och MR-kompatibel. Inläggning med seldinger-teknik ("Kateter över ledare"-teknik). Levereras med inläggningsset.

Godkänd för användning vid **300 psi**. Engångs. Steril.

- Följ lokala anvisningar och Vårdhandboken gällande indikation och hantering!
- Beställ med leverantörens artikelnummer i Marknadsplatsen. Levereras direkt från leverantör till beställare. Vid leveransstörningar hos leverantören kan produkten beställas från SUS Beredskapslager Lund via [material.sus@skane.se](mailto:material.sus@skane.se).



### Becton Dickinson AB – PowerPICC Solo2

Full Tray med Sherlock 3CG Diamond Tip Confirmation System (TCS).

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	FLÖDESHASTIGHET GRAVITATION ML/MIN	FLÖDESHASTIGHET TRYCKINJ ML/S	LAGERVARA	PRIS/STYCK
–	2194108	1-lumen, 4FR	17	5	NEJ	2490,00

## Piccline needleguideset

För PowerPICC Solo2. Engångs. Steril.

- Beställ med leverantörens artikelnummer i Marknadsplatsen. Levereras direkt från leverantör till beställare. Vid leveransstörningar hos leverantören kan produkten beställas från SUS Beredskapslager Lund via [material.sus@skane.se](mailto:material.sus@skane.se).



### Becton Dickinson AB – Needle Guide Kit

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
–	900013B01	Needle Guide Kit	NEJ	125,00

## Piccline reservdelskit

För PowerPICC Solo2. Engångs. Steril.

- Beställ med leverantörens artikelnummer i Marknadsplatsen. Levereras direkt från leverantör till beställare. Vid leveransstörningar hos leverantören kan produkten beställas från SUS Beredskapslager Lund via [material.sus@skane.se](mailto:material.sus@skane.se).



### Becton Dickinson AB – MicroEZ


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
–	6688945	MicrolIntroducer Safety Kit	NEJ	570,00

## Piccline utan säkerhetsventil/avkortningsbar

Perifert insatt centralkateter för långtidsbruk. Kvarvarande kateter i PUR är röntgentät och MR-kompatibel. Inläggning med seldinger-teknik ("Kateter över ledare"-teknik"). Levereras med inläggningsset. Kan avkortas efter inläggning till önskad längd.

Godkänd för användning vid **325 psi**. Engångs. Steril.

- Följ lokala anvisningar och Vårdhandboken gällande indikation och hantering!



## Vygon (Sweden) AB – Lifecath CT PICC easy

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	FLÖDESHASTIGHET GRAVITATION ML/MIN	FLÖDESHASTIGHET TRYCKINJ ML/S	LAGERVARA	PRIS/STYCK
27075	v021292213	1-lumen 3FR, 60 cm	3	1	NEJ	1380,00
27076	v021292214	1-lumen 4FR, 60 cm	14	5	NEJ	1380,00
27077	v021292215	1-lumen 5FR, 60 cm	28	6	NEJ	1380,00

## Piccline utan säkerhetsventil

Perifert insatt centralkateter för långtidsbruk. Kvarvarande kateter i PUR är röntgentät och MR-kompatibel. Inläggning med seldinger-teknik ("Kateter över ledare"-teknik"). Levereras med inläggningsset och utan säkerhetsventil som kan beställas separat (RS31135). Kan INTE avkortas efter inläggning till önskad längd.

Godkänd för användning vid **300 psi**. Engångs. Steril.

- Följ lokala anvisningar och Vårdhandboken gällande indikation och hantering!



## Vygon (Sweden) AB – Lifecath CT PICC Maestro

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	FLÖDESHASTIGHET GRAVITATION ML/MIN	FLÖDESHASTIGHET TRYCKINJ ML/S	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31134	PM-04160N	1-lumen 4FR, 60 cm	20	5	NEJ	1195,00
31135	838.01 E	Bionector TKO	-	-	NEJ	32,00



## Subcutan venport (högtryck) standardprofil

Levereras med inläggningsset. CT- och MR kompatibel. Engångs. Steril.

## Becton Dickinson AB – Powerport isp M.R.I

Godkänd för användning vid **300 psi**.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31157	8806061	standard, porthöjd 11,6 mm, PUR, 6FR	NEJ	1900,00
31158	8808061	standard, porthöjd 11,6 mm, PUR, 8FR	NEJ	1900,00

## Vygon Sweden – Polysite

Godkänd för användning vid **325 psi**.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31149	4008 ISP	standard, porthöjd 12,2 mm, silikon, 8FR	NEJ	1150,00
31150	40010 ISP	standard, porthöjd 12,2 mm, silikon, 10FR	NEJ	1150,00
31151	4017 ISP	standard, porthöjd 12,2 mm, PUR, 7FR	NEJ	1250,00
31152	4018 ISP	standard, porthöjd 12,2 mm, PUR, 8FR	NEJ	1250,00



## Subcutan venport (högtryck) lågprofil

Levereras med inläggningssset. CT- och MR kompatibel.

Godkänd för användning vid **325 psi**. Engångs. Steril.

### VYGON (Sweden) AB – Polysite

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31153	3007 ISP	mini, porthöjd 10,5 mm, silikon, 7FR	NEJ	1150,00
31154	3008 ISP	mini, porthöjd 10,5 mm, silikon, 8FR	NEJ	1150,00
31155	3017 ISP	mini, porthöjd 10,5 mm, PUR, 7FR	NEJ	1250,00



## Subcutan venport (högtryck) pediatrisk

Levereras med inläggningssset. CT- och MR kompatibel. Engångs. Steril.

### BECTON DICKINSON AB – Powerport Slim

Godkänd för användning vid **300 psi**.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31161	8716001	standard, porthöjd 9,9mm, 6FR, PUR	NEJ	2700,00



### VYGON (Sweden) AB – Polysite

Godkänd för användning vid **325 psi**.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31156	2005 ISP	mikro, porthöjd 8,7mm, 5FR, silikon	NEJ	1150,00



## Kanyl till subcutan venport för högtrycksinfusion

Stickskyddad. Engångs. Steril.

### B BRAUN MEDICAL AB – Surecan Safety II

Godkänd för användning vid **325 psi**.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
27061	4447042	19Gx12 mm	JA	41,00
25820	4447000	19Gx15 mm	JA	41,00
23816	4447001	19Gx20 mm	JA	41,00
23817	4447002	19Gx25 mm	JA	41,00
31174	4447003	19Gx32 mm	NEJ	41,00
31175	4447004	19Gx38 mm	NEJ	41,00
27062	4447043	20Gx12 mm	JA	41,00
25821	4447005	20Gx15 mm	JA	41,00
23818	4447006	20Gx20 mm	JA	41,00
23819	4447007	20Gx25 mm	JA	41,00
31176	4447008	20Gx32 mm	NEJ	41,00
31177	4447009	20Gx38 mm	NEJ	41,00
27063	4447044	22Gx12 mm	JA	41,00
24241	4447010	22Gx15 mm	JA	41,00
27064	4447011	22Gx20 mm	JA	41,00
27065	4447012	22Gx25 mm	JA	41,00
31178	4447013	22Gx32 mm	NEJ	41,00



## Vygon (Sweden) AB – PPS CT kanyl

Godkänd för användning vid **300 psi**.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31162	801511	19Gx15 mm	JA	42,00
31163	802011	19Gx20 mm	JA	42,00
31164	802511	19Gx25 mm	JA	42,00
31165	803011	19Gx30 mm	JA	42,00
31166	801509	20Gx15 mm	JA	42,00
31167	802009	20Gx20 mm	JA	42,00
31168	805509	20Gx25 mm	JA	42,00
31169	803009	20Gx30 mm	JA	42,00
31170	801507	22Gx15 mm	JA	42,00
31171	802007	22Gx20 mm	JA	42,00
31172	802507	22Gx25 mm	JA	42,00
31173	803007	22Gx30 mm	JA	42,00



## Kanyl till subcutan venport med microhub

Stickskyddad. **Ej** för högtrycksinjektioner.

Godkänd för användning vid max **45 psi**. Engångs. Steril.

## ICU Medical – Gripper Micro

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
27066	21-3260-24	19Gx19 mm	JA	57,00
27067	21-3261-24	19Gx25 mm	JA	57,00
31179	21-3262-24	19Gx32 mm	JA	93,60
27068	21-3256-24	20Gx19 mm	JA	57,00
27069	21-3257-24	20Gx25 mm	JA	57,00
31180	21-3258-24	20Gx32 mm	JA	93,60
27070	21-3251-24	22Gx19 mm	JA	57,00
27071	21-3252-24	22Gx25 mm	JA	57,00
31181	21-3253-24	22Gx32 mm	JA	57,00



## INTRAOSSÉÖS ACCESS

### System för intraosseär access

Engångs. Steril. (Ej borrmaskin 31108).

## Medidyne AB – EZ-IO

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31108	V9058	borrmaskin, batteridriven	NEJ	2525,00
31109	9018P-NO-005	kanyler, pediatriskt set 15Gx15 mm	JA	1138,00
31110	9001P-NO-005	kanyler, vuxen set 15Gx25 mm	JA	1138,00
31111	9079P-NO-005	kanyler, vuxen set 15Gx45 mm	JA	1138,00
31112	V9066-5	fixeringsmaterial för kanyl	JA	110,00



# PERIFERA INFARTER

## Perifer venkateter med port

### Becton Dickinson AB – BD Venflon Pro Safety

Stickskyddad. Kvarvarande kateter i PUR är röntgentät och MR-kompatibel.

Godkänd för användning vid **325 psi**. Engångs. Steril.



RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	FLÖDESHASTIGHET GRAVITATION ML/MIN	FLÖDESHASTIGHET TRYCKINJ ML/S	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31113	393280	22Gx25 mm, blå, med Instaflash	42	5	JA	7,12
31114	393281	20Gx 32 mm, rosa, med Instaflash	67	12	JA	7,12
31115	393282	18Gx32 mm, grön, med Instaflash	103	18	JA	7,12
31116	393283	18Gx45 mm, grön, med Instaflash	103	18	JA	7,12
18891	393228	17Gx45mm, vit	133	18	JA	7,12
18892	393229	16Gx45mm, grå	236	18	JA	7,12
18893	393230	14Gx45mm, orange	270	18	JA	7,12

## Perifer venkateter med slutet system utan slang

### B Braun Medical AB – Introcan Safety 3

Stickskyddad och med helautomatisk blodkontroll. Kvarvarande kateter i PUR är röntgentät och MR-kompatibel.

Godkänd för användning vid **325 psi**. Engångs. Steril.



RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	FLÖDESHASTIGHET GRAVITATION ML/MIN	FLÖDESHASTIGHET TRYCKINJ ML/S	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26964	4251127-01	24Gx19 mm, gul	22	5	JA	15,20
25594	4251128-01	22Gx25 mm, blå	35	8	JA	15,20
27508	4251129-01	20Gx25 mm, rosa	65	12	JA	15,20
25595	4251130-01	20Gx32 mm, rosa	60	12	JA	15,20
26965	4251137-01	20Gx50 mm, rosa	55	12	JA	15,20
25596	4251131-01	18Gx32 mm, grön	105	15	JA	15,20
27816	4251132-01	18Gx45 mm, grön	100	15	JA	18,00
27817	4251136-01	16Gx32 mm, grå	215	17	JA	18,00
26966	4251133-01	16Gx50 mm, grå	210	17	JA	18,00
27818	4251135-01	14Gx32 mm, orange	325	18	JA	20,00
27819	4251134-01	14Gx50 mm, orange	310	18	JA	20,00

### Becton Dickinson AB – BD Cathena

Stickskyddad. Kvarvarande kateter i PUR är röntgentät och MR-kompatibel.

Godkänd för användning vid **325 psi**. Engångs. Steril.



RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	FLÖDESHASTIGHET GRAVITATION ML/MIN	FLÖDESHASTIGHET TRYCKINJ ML/S	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31117	386815	24Gx19 mm, gul	20	3,5	JA	14,70
31118	386813	22Gx25 mm, blå	36	6	JA	14,70
31119	386810	20Gx25 mm, rosa	64	11	JA	14,70
31120	386811	20Gx32 mm, rosa	60	11	JA	14,70
31121	386812	20Gx50 mm, rosa	52	11	JA	14,70
31122	386808	18Gx32 mm, grön	94	16	JA	14,70
31123	386809	18Gx48 mm, grön	87	16	NEJ	14,70
31124	386910	16Gx32 mm, grå	190	27	NEJ	14,70
31125	386911	16Gx50 mm, grå	176	27	NEJ	14,70

## Perifer venkateter med slutet intravenöst katetersystem

### Becton Dickinson AB – BD Nexiva diffusics

Stickskyddad. Kvarvarande kateter i PUR är röntgentät och MR-kompatibel.

Godkänd för användning vid **325 psi**. Engångs. Steril.



RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	FLÖDESHASTIGHET GRAVITATION ML/MIN	FLÖDESHASTIGHET TRYCKINJ ML/S	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31126	383691	24Gx19 mm, gul	21	3	JA	44,00
31127	383692	22Gx25 mm, blå	45	6,5	JA	44,00
31128	383693	20Gx25 mm, rosa	68	10	JA	44,00
31129	383694	20Gx32 mm, rosa	64	10	JA	44,00
31130	383695	18Gx32 mm, grön	90	15	JA	44,00

## Perifer venkateter med slutet intravenöst katetersystem och Y-koppling

### Becton Dickinson AB – BD Nexiva Y-koppling

Stickskyddad. Kvarvarande kateter i PUR är röntgentät och MR-kompatibel.

Godkänd för användning vid **300 psi** med undantag av 25037. Engångs. Steril.



RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	FLÖDESHASTIGHET GRAVITATION ML/MIN	FLÖDESHASTIGHET TRYCKINJ ML/S	LAGERVARA	PRIS/STYCK
25037	383531	24Gx19 mm, gul, <b>inte godkänd för tryckinjektion</b>	18	–	NEJ	31,40
25038	383532	22Gx25 mm, blå	33	3	JA	31,40
31131	383536	20Gx25 mm, rosa	61	4	NEJ	31,40
25039	383537	20Gx32 mm, rosa	58	4	JA	31,40
31132	383538	20Gx45 mm, rosa	51	4	NEJ	31,40
25040	383539	18Gx32 mm, grön	84	4	JA	31,40
31133	383540	18Gx45 mm, grön	79	4	NEJ	31,40

## Perifer venkateter för inläggning med ultraljud, extra lång

Stickskyddad. Kvarvarande kateter i PUR är röntgentät och MR-kompatibel. Inläggning med seldinger-teknik. Utformad för patienter med svår intravenös åtkomst.

Godkänd för användning vid **300 psi**. Engångs. Steril.



### B Braun Medical AB – Introcan Safety Deep Access

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	FLÖDESHASTIGHET GRAVITATION ML/MIN	FLÖDESHASTIGHET TRYCKINJ ML/S	LAGERVARA	PRIS/STYCK
26967	4251620-01	18Gx64 mm, grön	85	19	JA	95,00
27639	4251621-01	20Gx64 mm, rosa	51	13	JA	95,00
27640	4251622-01	22Gx64 mm, blå	24	7	NEJ	95,00
27641	4251623-01	24Gx32 mm, gul	17	5	NEJ	95,00

## "Over the needle"-teknik

Perifer långtidskateter. Användningstid upp till 29 dagar. Stickskyddad. Kvarvarande kateter i PUR är röntgentät och MR-kompatibel. Inläggning med seldinger-teknik ("Over the needle-teknik"). Levereras som Basic Tray som innehåller PowerGlide Pro, fixering (StatLock Pro) och hudskyddsmedel.

Godkänd för användning vid **325 psi**. Engångs. Steril.

- Följ lokala anvisningar och Vårdhandboken gällande indikation och hantering!

### Becton Dickinson – PowerGlide Pro och StatLock

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	FLÖDESHASTIGHET TRYCKINJ ML/S	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31144	6F122080	22Gx8 cm, blå	2	NEJ	455,00
31145	6F120080	20Gx8 cm, rosa	5	NEJ	455,00
31146	6F120100	20Gx10 cm, rosa	5	NEJ	455,00
31147	6F118080	18Gx8 cm, grön	7	NEJ	455,00
31148	6F120100	18Gx10 cm, gön	7	NEJ	455,00
31195	SLP001CE	StatLock Pro	–	JA	48,00



## "Kateter över ledare"-teknik

Perifer långtidskateter. Användningstid upp till 29 dagar. Stickskyddad. Kvarvarande kateter i PUR är röntgentät och MR-kompatibel. Inläggning med seldinger-teknik ("Kateter över ledare"-teknik). Levereras som set som innehåller kateter, rak nitinolledare, punktionsnål samt dilaterare.

Godkänd för användning vid **325 psi**. Engångs. Steril.

- Följ lokala anvisningar och Vårdhandboken gällande indikation och hantering!



### Vygon (Sweden) AB – Smartmidline

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	FLÖDESHASTIGHET TRYCKINJ ML/S	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31136	128.13082	3FR 8 cm	1,5	NEJ	430,00
31137	128.13102	3FR 10 cm	1,5	NEJ	430,00
31138	128.13122	3FR 12 cm	1	NEJ	430,00
31139	128.14082	4FR 8 cm	5	NEJ	430,00
31140	128.14102	4FR 10 cm	5	NEJ	430,00
31141	128.14122	4FR 12 cm	5	NEJ	430,00
31142	128.14152	4FR 15 cm	5	NEJ	430,00
31143	128.14202	4FR 20 cm	5	NEJ	430,00


# BARN/NEONATAL

## Navelkateter

Röntgentät kateter i PUR. Engångs. Steril.

### Vygon (Sweden) AB – Vygon Navelkateter

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
27045	1270.02	1-lumen 2,5FR, 30 cm	JA	120,00
27046	1270.03	1-lumen 3,5FR, 40 cm	JA	120,00
27047	1270.05	1-lumen 5FR, 40 cm	JA	90,00
27048	1274.14	2-lumen 4FR, 40 cm	JA	222,00
27049	1274.17	2-lumen 5FR, 40 cm	JA	249,00




## Central venkateter

Pediatrisk. Engångs. Steril.

### Vygon (Sweden) AB – Multicath 2

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31182	157.064	2-lumen 3FR, 6 cm	JA	650,00
31183	1202.062	2-lumen 4,5FR, 6 cm	JA	620,00
31184	1203.082	2-lumen 4,5FR, 8 cm	JA	620,00
31185	1233.062	3-lumen 4,5FR, 6 cm	JA	640,00
31186	1233.082	3-lumen 4,5FR, 8cm	JA	640,00
31187	155.508	3-lumen 5,5FR, 8 cm	JA	650,00



## Perifer venkateter

Pediatrisk. Stickskyddad. Röntgentät och MR-kompatibel. Engångs. Steril.

### B Braun AB – Introcan Safety-W

Godkänd för användning vid **300 psi**. Vingar i PUR.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31189	4253523-01	24Gx19 mm, gul, utan port	JA	15,20



### Becton Dickinson AB – Neoflon Pro Savyt

Godkänd för användning vid **325 psi**. Vingar i PUR.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31190	391662	24Gx19 mm, gul, utan port	JA	21,00



### CODAN Triplus AB – Clip Neo

Godkänd för användning vid **305 psi**. FEP.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
21701	NW261901	26Gx19 mm, lila, utan port, utan vingar	JA	12,10
21729	NW241901	24Gx19 mm, gul, utan port, utan vingar	JA	12,10
31188	VW222501	22Gx19 mm, blå, med vingar	JA	8,70



## Infusionsfilter för neonatal

För klara vätskor. Med avluftring. Luer-lock. Max användningstid 96h. Engångs. Steril.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!

### B Braun Medical AB – Intrapur Neonat

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
29160	4099451	filter 0,2µm, filteryta 1,6 cm <sup>2</sup> , med slang, grön	JA	69,00



### CODAN Triplus AB – I.V.STAR

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31192	764799	filter 0,2µm, filteryta 1,6 cm <sup>2</sup> , med backventil och 10 cm slang	JA	29,75



## Infusionsfilter för fettemulsion, neonatal

För fettemulsion. Med avluftring, Luer-lock. Max användningstid 24h. Engångs. Steril.

- Följ Vårdhandbokens rekommendationer!

### B Braun Medical AB – Intrapur Neonat Lipid

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
29159	4099460	filter 1,2µm, filteryta 1,6 cm <sup>2</sup> , med slang, blå	JA	69,00



### CODAN Triplus AB – I.V.STAR

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31191	764879	filter 1,2µm, filteryta 1,6 cm <sup>2</sup> , med backventil och 6 cm slang	JA	36,75





## Piccline

Perifert insatt centralkateter för neonatal användning. Engångs. Steril.

### VYGON (Sweden) AB – Epicutaneo 2, Nutriline, Nutriline Twinflo och Premicath

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
27078	2484.302	1,9Fr, 30 cm, silikon, Epicutaneo 2	JA	890,00
27079	1261.207	1-lumen, 1FR, 20 cm, med ledare, PUR, Premicath	JA	660,00
27080	1252.030	1-lumen, 2FR, 30 cm, med ledare, PUR, Nutriline	JA	660,00
27081	1253.30	1-lumen, 3FR, 30 cm, utan ledare, PUR, Nutriline	JA	465,00
27082	1252.230	2-lumen, 2FR, 30 cm, med ledare, PUR, Nutriline Twinflo	JA	1000,00



# SPRUTBYTET

## Produkter för sprutbytet

Engångs. Sterilt.

### Bröderna Berner AB – Sterifilt och Sterifilt+

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	LAGERVARA	PRIS/STYCK
31081	AP02-005-00/S0	membranfilter för spruta, grön	JA	2,47
31082	AP02-006-00/S0	antibakteriellt membranfilter för spruta, blå	JA	3,59



# ERSÄTTNINGSLISTA FÖR UTGÅENDE PRODUKTER

UTGÅR	ERSÄTTS AV	UTGÅENDE PRODUKT	LEVERANTÖRENS ART NR
7031	31087, 31097	CVK set med floswitch, 1-lumen, 5Fr, 200 mm – Careflow	681664
12128	30983, 30984	Infektionskanyl utan stickskydd, 25Gx15 mm, orange – BD Microlance 3/	300600
12132	31100	CVK set med floswitch, 2-lumen, 7Fr, 200 mm – Careflow	681713
15708	31088, 31098	CVK set med floswitch, 1-lumen, 5Fr, 150 mm – Careflow	681660
16373	–	Blandningssystem, Injector Luer N30C – BD PhaSeal	515001
16374	–	Blandningssystem, Injector L-L N35C – BD PhaSeal	515004
16375	–	Blandningssystem, Connector L-L C35 – BD PhaSeal	515200
16376	–	Blandningssystem, Protector P14 – BD PhaSeal	515100
16377	–	Blandningssystem, Protector P21 – BD PhaSeal	515102
16378	–	Blandningssystem, Protector P50 – BD PhaSeal	515105
16379	–	Blandningssystem, Infusion adapter C100 – BD PhaSeal	515306
16380	–	Blandningssystem, Infusion set C50 – BD PhaSeal	515300
16773	31001	Uppdragningskanyl, plast – Filter Straw	164801
17157	31101	CVK set med floswitch, 3-lumen, 7Fr, 150 mm – Careflow	681720
17158	31102	CVK set med floswitch, 3-lumen, 7Fr, 200 mm – Careflow	681724
18002	–	Blandningssystem, Protector P53 – BD PhaSeal	515107
18885	–	Blandningssystem, Protector P28 – BD PhaSeal	515104
18646	31106	CVK set med floswitch, 5-lumen, 9,5Fr, 200 mm – Careflow	681738
18887	31113	Perifer venkateter med port, 22Gx25 mm, blå – BD Venflon Pro Safety	393222
18888	31114	Perifer venkateter med port, 20Gx32 mm, rosa – BD Venflon Pro Safety	393224
18889	31115	Perifer venkateter med port, 18Gx32 mm, grön – BD Venflon Pro Safety	393226
19369	31024, 31025	Spike för uppdrag med infektionsventil – CODAN	165290
21575	30939	Spryta luer-slip, 20 ml, graderad 0,1 ml – BD Plastipak	300613
24605	31099	CVK set med floswitch, 2-lumen, 7Fr, 150 mm – Careflow	681702
24612	31105	CVK set med floswitch, 5-lumen, 9,5Fr, 150 mm – Careflow	681736
24654	30981, 30982	Infektionskanyl utan stickskydd, 23Gx30 mm, blå – BD Microlance 3	300700
25599	31034	Infusionsaggregat med luftning, 3-vägskran (fast), 180 cm – Medioplast AB	60SRL60500139
25600	31035	Infusionsaggregat med luftning, 3-vägskran (fast), 320 cm – Medioplast AB	60MR60500145
25601	31036	Infusionsaggregat med luftning, 3-vägskran (lös) och backventil, 180 cm – Medioplast AB	60MR60500148W
25602	31033	Infusionsaggregat med luftning, 3-vägskran (fast) och backventil, 180 cm – Medioplast AB	60MR60500146
26949	30985, 30986	Infektionskanyl utan stickskydd, 26G, brun – BD Microlance 3	303800
26952	31214, 31216	Pennkanyl Wellion Protect Pro, 5 mm	WELL125
26953	31215, 31217	Pennkanyl Wellion Protect Pro, 8 mm	WELL128
26963	31116	Perifer venkateter med port, 18Gx45 mm, grön – BD Venflon Pro Safety	393227
26973	31192	Infusionsfilter, neonatal – Sterifix Neonat	4099257
26975	31053	3-vägskran Click evercare, 10 cm slang, 3x4,1 mm	10571-02
27056	31152, 31158	Sutcutan venport, standardprofil, 8,5Fr, PUR – Celsite Safety	4437617
27057	31150	Sutcutan venport, standardprofil, 8,5Fr, silikon – Celsite Safety	4437612
27058	31149	Sutcutan venport, standardprofil, 6,5Fr, silikon – Celsite Safety	4437603
27059	31160	Sutcutan venport, låg profil, 8,5Fr, PUR – Celsite Safety	4437813
27060	31153	Sutcutan venport, låg profil, 6,5Fr, silikon – Celsite Safety	4437803
27129	–	Infektionsspruta med fast kanyl för TBC/allergi, 27Gx13 mm – BD SafetyGlide	305945
28508	31019	Förlängningssläng till infusion, 15 cm – Alaris/SmartSite	20039E7D
29152	31002, 31212	Slang till sprutpump, 150 cm – BD	G40615H
29153	31003, 31004	Slang till sprutpump, 200 cm – BD	G40620H
30313	31103	CVK set med floswitch, 4-lumen, 8,5Fr, 150 mm – Careflow	681731
30314	31104	CVK set med floswitch, 4-lumen, 8,5Fr, 200 mm – Careflow	681733
30469	30978, 30979	Uppdragningskanyl, 18Gx50 mm, rosa – BD Microlance 3	310205
30810	31078, 31079	Sprutadapter – Olav	RC0999107

# Koncernstab inköp och ekonomistyrning

[www.skane.se/koncerninkop](http://www.skane.se/koncerninkop)

[info.koncerninkop@skane.se](mailto:info.koncerninkop@skane.se)