

2023-08-26

Produktkatalog

Sterilisering

GENERELL INFORMATION

Kontakt

Sortimentsfrågor: info.koncerninkop@skane.se.

Personer från Region Skånes olika vårdinrättningar har ställt kraven på produkterna i upphandlingen.

Du kan även vända dig till följande personer för att få svar på dina sortimentsfrågor:

- Malin Andersson, Sterilenheten, Helsingborgs lasarett
- Johan Hallberg Berndtsson, Sterilenheten, Ängelholms sjukhus
- Charlotte Leveau, Folktandvården skåne
- Pontus Lomvall, Sterilenheten, SUS Lund
- Johanna Nilsson, Sterilenheten, Centralsjukhuset Kristianstad

Katalogansvarig: materialkonsulent Mats Johansson.

Beställning

Offentliga vårdgivare beställer via Raindance marknadsplats.

Privata vårdgivare beställer via OneMeds webshop.

Läs mer om beställning av förbrukningsartiklar på vardgivare.skane.se/forbrukning.

Reklamation

Läs mer om reklamation på vardgivare.skane.se/forbrukning.

Sortimentslistan

Ta hjälp av sortimentslistan på vardgivare.skane.se/sortimentslistan om du behöver en bättre överblick över utgående produkter, vilken produkt som ersätter en annan eller hur många artiklar en förpackning innehåller.

Förändringar efter avslutad upphandling

Tänk på att produkter som är lagervara hos förrådsleverantör OneMed först utgår när det gamla lagret är slut.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

STERILISERINGSPRODUKTER.....	4
Autoklavtejp	4
Indikatorer	4
Containertillbehör	5
Märkpenna.....	6
Instrumentskydd.....	6
Väteperoxid-emballage.....	7
Packskynke för lätta instrumentgaller.....	9
Packskynke för medeltunga/tunga instrumentgaller	9
Packskynke för tunga instrumentgaller	10
Packskynke för extra tunga instrumentgaller	10
Steriliseringspåsar	11
Fuktpapper	14
Rengöringsborstar.....	14

STERILISERINGSPRODUKTER

Autoklavtejp

AUTOKLAVTEJP MED INDIKATOR – Browne (Rekal)

För ånga. SMS-material. Rulle 50 meter. Innehåller Dry Natural Rubber i klistret.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29886	19-0167	18 mm	-
29887	19-0168	24 mm	-



AUTOKLAVTEJP MED INDIKATOR – Steriking (Mediq)

För ånga. SMS-material. Blå/grön. Rulle 50 meter.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
26664	10015851/ JTB19SG	19 mm	-
27568	10015971/ JTB25SG	25 mm	-



AUTOKLAVTEJP FÖR VÄTEPEROXIDSTERILISERING – ASP STERRAD Sealsure (IPS)

Latexfri. Rulle 55 meter.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30412	14202NL	19 mm	26676



Indikatorer

AUTOKLAVKONTROLL TYP BOWIE&DICK – Browne TST (Rekal)

Ångpenetrationstest.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29888	19-2352	134°C, 3,5 minuter	-



AUTOKLAVKONTROLL TYP BOWIE&DICK – AdvaTec (Getinge)

Ångpenetrationstest för användning i Getinge turboautoklaver.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
26911	504225100	134°C, <3,5 minuter	-



AUTOKLAVTEST – SteriCLIN BMS 1200 (AST Medical)

Lastkontroll med indikator för autoklaver. Ångpenetrationsset för solida, porösa och komplexa ihåliga instrument.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30371	3FSKS630106	startkit 1 med 1 PCD, 2 hållare och 250 st indikatorstrip	26669
30372	3FSKS630102	påfyllnad 250 indikatorstrips inklusive 1 hållare	27122



AUTOKLAVTEST – Blue Medical Helix (Mediplast)


Lastkontroll med indikator för små autoklaver. Gäller solida, porösa och komplexa ihåliga instrument. 134°C, 3,5 minuter.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30418	BM33002031	startkit med plastslang/snurra	–
30419	BM33002030	påfyllnadspaket	–



BIOLOGISK INDIKATOR FÖR ÅNGSTERILISERING – GKE (Mediq)

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29889	10021677/324-601	standard SCBIs, mörkblå	–



INDIKATOR FÖR VÄTEPEROXID-PLASMASTERILISERING – ASP STERRAD (IPS)

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29890	14100	indikatorstrip	26677



Containertillbehör

PAPPERSFILTER, ENGÅNGS – SteriCLIN (AST Medical)

Containerfilter, papper passande till Aesculap.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29891	3FCZB470101	Ø 190 mm	11925
29892	3FCZB470106	118x235 mm	–



PAPPERSFILTER, FLERGÅNGS – Aesculap (B Braun)

Till containersystem.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29893	JK090	Ø 190 mm, standardcontainer	–
26670	JK091	95x215 mm, minicontainer	–



PLOMBERINGSSIGILL – SteriCLIN (AST Medical)

Plomberingslås till containersystem. Plast.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29894	3FCZB460310	med indikator, mörkblå	26671, 27416
29895	3FCZB460308	utan indikator, vit	26672



INSTICKSETIKETT – Aesculap (B Braun)

Plomberingsetikett till containersystem.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
24666	JG744	plomberingsetikett med indikator, vit	-



Märkpenna

MÄRKPENNA – Wipak Steriking Sterimarker (Mediq)

Svart.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
26675	10016771/ MAR1	fin spets	-
26674	10017788/ MAR1T	grov spets	-





Instrumentskydd

INSTRUMENTSKYDD, PAPPER – CLINIPAK (Mediq)

För EO och ångsterilisering. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30426	10021231	slits 15 mm	14427
30427	10021232	slits 30 mm	14428
30428	10021233	kanylskydd med 2 slitsar, 16x5 cm	-



INSTRUMENTSKYDD, HYBRIDTYP – CLINIPAK (Mediq)

För skydd vid ångsterilisering. Papper/plast. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30429	10016387	120x32 mm	-
30430	10016388	160x40 mm	-



INSTRUMENTSKYDD, HYBRIDTYP – Blue Medical (Mediplast)

För skydd vid ångsterilisering. Papper/plast. Engångs.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30420	BM33002590	mini, 51x51 mm	-
30421	BM33002580	liten, 51x127 mm	-



INSTRUMENTSKYDD, PLAST – CLINIPAK (Mediq)

För EO och ångsterilisering. Engångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30431	10021234	16x5 cm, 15 mm slits	19582
30432	10021235	16x5 cm, 30 mm slits	19583



Väteperoxid-emballage

KASSETT TILL VÄTEPEROXIDPLASMA – ASP STERRAD 100NX Cassette (IPS)

För väteperoxidsterilisering.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
17974	10144	med indikator, 2x5 pack	-



STERILISERINGSPÅSE – ASP STERRAD Heat Seal (IPS)

För väteperoxidsterilisering. Med indikator. Svetsbar. Tyvek. Plan.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30413	12521	75x200 mm	26678
30414	12526	100x260 mm	26679
30415	12532	150x320 mm	26680
30416	12541	200x400 mm	26681
30417	12557	250x600 mm	26682



STERILISERINGSPÅSE – Steriking Wipak (Mediq)

För väteperoxidsterilisering. Med indikator. Svetsbar. Tyvek. Papper/plast. Plan. Låg temperatur.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30434	10015870	75x200 mm	26678
30435	10015866	100x250 mm	26679
30436	10015867	150x300 mm	26680
30437	10015869	205x380 mm	26681
30438	10016224	250x500 mm	26682



STERILISERINGSPÅSE, RULLE – SteriCLIN (AST Medical)

För väteperoxidsterilisering. Med indikator. Svetsbar. Tyvek. Utan bälg. Rulle 100 meter.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29896	3FKFS250204	75 mm	26683
29897	3FKFS250206	100 mm	26684
29898	3FKFS250210	150 mm	26685
29899	3FKFS250214	250 mm	26686
29900	3FKFS250218	380 mm	26687
29901	3FKFS250222	500 mm	-



STERILISERINGSPÅSE, RULLE – ASP STERRAD (IPS)

För väteperoxidsterilisering. Med indikator. Svetsbar. Tyvek. Rulle 75 meter.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29902	12407	75 mm	26683
29903	12410	100 mm	26684
29904	12415	150 mm	26685
29905	12425	250 mm	26686
29906	12435	350 mm	26687
29907	12450	500 mm	-



BIOLOGISK TEST FÖR VÄTEPEROXIDSTERILISERING – ASP STERRAD Valocity III (IPS)

Biologisk indikator och PCD.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29908	43210-30	–	–



BEHÅLLARE FÖR TOMMA VÄTEPEROXIDKASSETTER – ASP STERRAD 100NX (IPS)

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29909	20227	kassettuppsamlingsbox för två kassetter	–




Packskynke för lätta instrumentgaller

PACKSKYNKE – Sterisheet SS2 160 (OneMed)

Cellulosa. Vit/grön varvat.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
24676	237060	60x60 cm	–
25024	237080	80x80 cm	24677
24678	237100	100x100 cm	–
24679	237120	120x120 cm	–



PACKSKYNKE – Ahlstrom Reliance Solo 200 SMS B/G (Mediq)

SMS. Sammansvetsade ark. Blå/grönt.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29910	10021480/ 5870086060060	60x60 cm	26697
29911	10009619/ 5870086075075	75x75 cm	26698
29912	10009615/ 5870086100100	100x100 cm	26699
29913	10015356/ 5870086120120	120x120 cm	26700



PACKSKYNKE – Halyard Quick Check H100 (Vingmed)

SMS. Sammansvetsade ark. Vitt/blått.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29925	34178	60x60 cm	26697
29926	34176	76x76 cm	26698
29927	34200	101x101 cm	26699
29928	34161	121x121 cm	26700




Packskynke för medeltunga/tunga instrumentgaller

PACKSKYNKE – Sterisheet SS2 260/270 (OneMed)

För medeltunga/tunga instrumentgaller. Förstärkt cellulosa. Blå/grön varvat.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
24895	892060	60x60 cm	–
24896	892080	80x80 cm	–
24897	892100	100x100 cm	–
24898	892120	120x120 cm	–



PACKSKYNKE – Ahlstrom Reliance Solo 300 SMS B/G (Mediq)

SMS. Sammansvetsade ark.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29914	10009684/ 5864100075075	75x75 cm	26701
29915	10009631/ 5864100100100	100x100 cm	26702
29916	10009652/ 5864100120120	120x120 cm	26703
29917	10015370/ 5864100140140	140x140 cm	26704



PACKSKYNKE – Halyard Quick Check H200 (Vingmed)

SMS. Sammansvetsade ark. Vitt/blått.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29929	34175	76x76 cm	26701
29930	34186	101x101 cm	26702
29931	34149	121x121 cm	26703
29932	34187	137x137 cm	26704



Packskynke för tunga instrumentgaller

PACKSKYNKE – Sterisheet SS2 260/357 NW (OneMed)

För tunga instrumentgaller. Förstärkt cellulosa. Blå/grönt varvat.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30453	0F08060	60x60 cm	24680
30454	0F08075	75x75 cm	24681
30455	0F08100	100x100 cm	24682
30456	0F08120	120x120 cm	24683



Packskynke för extra tunga instrumentgaller

PACKSKYNKE – Ahlstrom Reliance Solo 400 SMS B/G (Mediq)

SMS. Sammansvetsade ark. Grönt/blått varvat.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29919	10009695/ 5865120100100	100x100 cm	26706, 27094
29920	10001395/ 5865120120120	120x120 cm	26707, 27095
29921	10009698/ 5865120140140	140x140 cm	26708, 27096



PACKSKYNKE – Halyard Quick Check H300 (Vingmed)

SMS. Sammansvetsade ark. Vitt/blått varvat.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29933	34173	76x76 cm	26705
29934	34189	101x101 cm	26706
29935	34181	121x121 cm	26707
29936	34182	137x137 cm	26708



PACKSKYNKE – Halyard Quick Check H400 (Vingmed)

SMS. Sammansvetsade ark. Vitt/blått varvat.


RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29937	34184	101x101 cm	27094
29938	34145	121x121 cm	27095
29939	34146	137x137 cm	27096

Steriliseringspåsar

STERILISERINGSPÅSE, PAPPER/PLAST – MPACK (OneMed)

Svetsbar. Plan.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
26709	1129	50x200 mm	-
26740	1101	50x250 mm	24684
26741	1103	75x150 mm	24685
26742	1110	75x200 mm	24686
26710	1104	75x300 mm	-
26743	1130	75x520 mm	25169
26744	1123	100x150 mm	24688
26745	1109	100x200 mm	24689
26746	1107	100x300 mm	24690
26747	1114	100x350 mm	24691
26748	1128	100x570 mm	24693
26749	1122	120x440 mm	24880
26750	1124	150x200 mm	24694
26751	1105	150x300 mm	24695
26752	1113	150x350 mm	24696
26753	1108	150x400 mm	24697
26754	1131	150x520 mm	24698
26755	1127	160x600 mm	24699
26756	1126	180x320 mm	24700
26757	1117	205x270 mm	24701
26758	1102	205x400 mm	24702
26759	1111	205x440 mm	24703
26760	1135	205x600 mm	24704
26768	1125	205x700 mm	24879
30457	1115	250x380 mm	26761
26762	1106	250x500 mm	-
26763	1141	250x600 mm	24707
26764	1119	270x440 mm	24708
26765	1118	300x500 mm	24709
26766	1139	420x500 mm	24710
26767	1133	420x600 mm	24711
26711	1160	420x700 mm	-



STERILISERINGSPÅSE, PAPPER/PLAST – SteriCLIN (AST Medical)

Svetsbar.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30373	3FKFB210102	55x200 mm	24684
30374	3FKFB210104	55x250 mm	–
30375	3FKFB210106	75x150 mm	24685
30376	3FKFB210108	75x200 mm	24686
30377	3FKFB210112	75x300 mm	–
30396	3FKFB210114	100x150 mm	24688
30397	3FKFB210116	100x200 mm	24689
30379	3FKFB210120	100x300 mm	24690
30380	3FKFB210122	100x360 mm	24691
30378	3FKFB210126	100x520 mm	24693
30398	3FKFB210132	120x400 mm	24880
30381	3FKFB210134	125x520 mm	–
30382	3FKFB210136	150x200 mm	–
30383	3FKFB210131	125x350 mm	–
30399	3FKFB210140	150x300 mm	24695
30384	3FKFB210142	150x380 mm	24697
30385	3FKFB210143	150x500 mm	24698
30400	3FKFB210144	150x610 mm	24699
30387	3FKFB210148	200x270 mm	24701
30388	3FKFB210150	200x400 mm	24702
30390	3FKFB210152	200x610 mm	24704
30386	3FKFB210154	210x330 mm	–
30389	3FKFB210160	220x420 mm	–
30391	3FKFB210162	250x380 mm	26761
30392	3FKFB210168	250x480 mm	–
30401	3FKFB210170	270x450 mm	24708
30393	3FKFB210174	300x570 mm	–
30394	3FKFB210176	320x500 mm	24709
30395	3FKFB210182	420x500 mm	24710
30402	3FKFB210184	420x610 mm	24711



STERILISERINGSPÅSE – Getinge Pack Flat Sterilization Pouch (Getinge)

Svetsbar.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30411	6005500554	20x70 mm	26768



STERILISERINGSPÅSE, PLAST/NON-WOVEN – Wipak Steriking (Mediq)

Svetsbar.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30439	10016423	320x500 mm	26712
30440	10016424	420x600 mm	26713
30441	10016425	500x650 mm	26714
30442	10016426	500x750 mm	26715



STERILISERINGSPÅSE, PLAST/NON-WOVEN – Cleantex (Medioplast)

Svetsbar.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30422	SCX320X550	320x550 mm	26712
30423	SCX420X600	420x600 mm	26713
30424	SCX480X640	480x640 mm	26714
30425	SCX480X750	480x750 mm	26715



STERILISERINGSPÅSE PÅ RULLE, PAPPER/PLAST – SteriCLIN (AST Medical)

Svetsbar. Rulle 100 meter.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29940	3FKFS230302	5 cm	26716
29941	3FKFS230304	7,5 cm	26717
29942	3FKFS230306	10 cm	26718
29943	3FKFS230310	15 cm	26719
29944	3FKFS230312	20 cm	26720
29945	3FKFS230316	30 cm	26721



STERILISERINGSPÅSE PÅ RULLE, PAPPER/PLAST – Steriking (Mediq)

Svetsbar. Rulle 100 meter.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
29946	10018486/ R39/100	5 cm	26716
29947	10018489/ R40/100	7,5 cm	26717
29948	10018492/ R41/100	10 cm	26718
29949	10018495/ R42/100	15 cm	26719
29950	10018558/ R43/100	20 cm	26720
29951	10018564/ R45/100	30 cm	26721



TRANSPORT/DAMMSKYDDSEMBALLAGE – Wipak Steriking Self Seal Dust Cover Bag (Mediq)

För lagring och transport av sterilt gods efter sterilisering. Självhäftande. Plast.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
24674	10016461/ SSDC20	200x350 mm	-
24538	10016462/ SSDC30	250x400 mm	-
24539	10016463/ SSDC40	300x550 mm	-
24540	10016464/ SSDC60	400x700 mm	-



Fuktpapper

FUKTABSORBERANDE PAPPER – WIPAK Steriking (Mediq)

Till instrumentgaller. Cellulosafiber 70 g/m².

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30444	10016496	250x300 mm	26736
30445	10016497	300x400 mm	–
30446	10016499	300x500 mm	26737
30447	10016498	400x500 mm	26738
30448	10017869	455x550 mm	26739



FUKTABSORBERANDE PAPPER – Sterisheet Trayliner (OneMed)

Till instrumentgaller. Cellulosafiber 70 g.Vitt.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30458	095722A	250x170 mm	–
30459	957325	250x300 mm	26736
30460	957334	300x400 mm	–
30461	957335	300x500 mm	26737
30462	957345	400x500 mm	26738
30463	095771X	457x550 mm	26739



Rengöringsborstar

RENGÖRINGSBORSTE – SteriCLIN (AST Medical)

För genomgående rörformiga kirurgiska instrument. Rostfritt stål. Nylonborst, med skyddshatt på toppen. Upphångningsbar. Flergångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30403	3FRIN550118	1,0x13 mm, längd 450 mm	–
30404	3FRIN550126	2,5x50 mm, längd 300 mm	–
30405	3FRIN550130	5,0x100 mm, längd 350 mm	–
30406	3FRIN550102	7,0x80 mm, längd 350 mm	–
30407	3FRIN550110	10x100 mm, längd 300 mm	–
30408	3FRIN550112	15x100 mm, längd 300 mm	–



RENGÖRINGSBORSTE – Key Surgical (Mediq)

För icke genomgående, rörformiga kirurgiska instrument. Rostfritt stål. Borste av nylon. Solfjäderspets. Flergångs.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30449	10019524	Ø 5 mm, längd 450 mm	–
30450	10019525	Ø 6,35 mm, längd 450 mm	–
30451	10020831	Ø 10 mm, längd 300 mm	–
30452	10020832	Ø 13 mm, längd 300 mm	–



RENGÖRINGSBORSTE – SteriCLIN (AST Medical)

För rengöring av kirurgiska instrument. X-hård.

RS NUMMER	LEV ART NR	UTFÖRANDE	ERSÄTTER
30409	3FRIN550158	dubbeländad, 30/40 mm, längd 175 mm	–
30410	3FRIN550134	enkeländad, 2-steg, 30/45 mm, längd 165 mm	–



Koncernstab inköp och ekonomistyrning

www.skane.se/koncerninkop

info.koncerninkop@skane.se